

برنامج أمراض النسيج حول السنية (١)

قسم أمراض النسيج حول السنية

- الأدوات حول السنية



جامعة
منارة
HAMARA UN



مواضيع برنامج عملي (مخبري) اللثة



١. **الأدوات حول السنينة**
٢. بطاقة المريض (الجزء الأول)
٣. بطاقة المريض (الجزء الثاني)
٤. التقليح اليدوي والآلي
٥. تسوية الجذر & شحذ الادوات
٦. قطع اللثة وتطبيق الضماد + مذاكرة
٧. معالجة الجيوب برفع شريحة .
٨. تقنيات الخياطة .
٩. التوعية.
١٠. الجبائر حول السنينة + مذاكرة
١١. **القطع الأسفيني & الأدوية.**
٢١. تدابير مكافحة العدوى ، وتعليمات العمل في قسم اللثة.
٣١. **الفحص**

الجلسة الاولى



جامعة
المنارة

HAMARA UNIVERSITY

-الأدوات المطلوبة

-السابر اللثوي

-الأدوات اليدوية

الأدوات المطلوبة من الطلاب للعمل في قسم أمراض النسيج حول السنية

- أدوات الفحص : مرآة سنية ، ملقط سني ومسبر ، عدد ٢ من كل أداة •
 - أدوات التشخيص : سابر لثوي عدد ٢
 - أدوات التقليل : منجل U15 , CK6 ، منجل مع عنق غريسي •
 - أدوات التجريف : أدوات غريسي
- 5-6/7-8/11-12/13-14
- أدوات التوعية : فرشاة أسنان ، مرآة وجه ، حبوب كاشفة للويحة ، مثال جبسي •
 - للعمل المخبري : حامل مشرط – شفرة رقم ١٥ عدد ٢ –
- حامل إبر (أو موسكيتو) - خيط حرير 000 مع إبرة – قطعة قماش صغيرة لتعلم الخياطة - مبدع سمحاق – سباتول ولوحة مزج – مثال بلثة اصطناعية •

أدوات ومواد مكافحة العدوى:

- وسائل الحماية الشخصية: علب قفازات مطاطية ، نظارات واقية ، قناع وجه ، رداء طبيب أبيض نظيف مع لوحة أسمية.
- للمريض : صدرية يفضل النبوذة ، و كاسات نبوذة ، ومحلول مطهر كلور هكسيدين .
- بخاخ مع محلول مطهر للسطوح .
- صينية أدوات معدنية ملساء .
- لغسل الأيدي: كحول، صابون سائل ، علبه محارم .
- أغطية للسطوح (ورق مبطن بالنائلون) توضع عليها الأدوات .
- علبه ألمنيوم صغيرة الحجم لوضع أدوات اللثة فقط ، عدد ٢ .

السابر اللثوي

periodontal probe

التصميم :

- السابر اللثوي هو أداة مدرجة مليمترية" بانتظام ووضوح .
- النهاية العاملة مستقيمة .
- رأس المسبر اللثوي كليل عند الذروة .
- ومقطعه غالبا مستدير (السماكة المناسبة ٥ ، ٠ ملم) .
- العنق بزاوية مناسبة (الزاوية بين الرأس العامل و الساعد) غالبا ٩٠ درجة تسمح بالقياس على مختلف السطوح السنية .


استخدامات السابر اللثوي

- قياس عمق الجيب اللثوي
- تحديد مستوى الارتباط البشري
- سبر مناطق مفترق الجذور
- تحديد عرض اللثة الملتصقة و المتقرنة
- و مقدار الإنحسار اللثوي
- تقييم النزف (وهو علامة تشخيصية رئيسية في تحديد الجيوب الفعالة من الجيوب الساكنة)
- تحري التوضعات تحت اللثوية و حواف الترميمات السنية
- يساعد في تحديد درجة تراكم اللويحة السنية
- تحديد أبعاد الآفات الفموية

أنواع المسابر اللثوية

- مسبر CP12 : ٣-٦-٩-١٢ ملم، قطعة غامقة اللون بالتناوب، قطره عند الذروة ٣، ٠ ملم، يناسب السبر الافقي لمنطقة مفترق الجذور.
- مسبر CP12-S : المسبر السابق معدل بإضافة كرة عند الذروة بقطر ٥، ٠ ملم لتلافي سلبية القطر الرفيع للسابر.
- مسبر CP11 : مدرج ٣-٦-٨-١١ ملم، قطعة غامقة بالتناوب.


Color-Coded



CP 12-S

CP11


CP12



مسير " **UNC-15** " : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 ملم،
مع تلوين غامق اللون بين الارقام ٥-٤ و ٩-١٠ و ١٤-١٥ ملم. ينصح
باستعماله.

- **مسير ويليامز** : ١-٢-٣-٥-٧-٨-٩-١٠ ملم، المقطع دائري بقطر ٥، ١٠ ملم عند الذروة ، تتناسب التدريجات مع شدة الإصابة: بسيطة (٤-٥ ملم) أو متوسطة (٦-٧ ملم) أو شديدة (< ٧ملم)، بينما التدريجات حتى ٣ ملم تشير إلى ميزاب لثوي ضمن الحدود الطبيعية. ينصح بشرائه .

- **مسير غولدمان - فوكس Goldman-Fox** : ١-٢-٣-٥-٧-٨-٩-١٠ ملم، تدريجات سابر ويليامز نفسها ولكن مقطع السابر ليس دائري بل مسطح ، لذلك هو غير عملي ولم ينتشر استعماله .



Williams

Goldman-Fox

مسبر منظمة الصحة العالمية WHO


تم استبدال النهاية الكليّة بكرة
قطرها ٠.٥ ملم لزيادة إحساس
الطبيب عند السبر وعدم تجاوز
الارتباط البشري، السابر مدرج
عند الرقمين ٣,٥ ملم و ٥,٥
ملم و القطعة بينهما غامقة اللون
، السابر مصمم للعمل مع مشعر
CPITN


WHO

Williams

CP12

CP12





- مسبر منحنى مدرج كل 3 ملم
يستخدم لسبر منطقة مفترق
الجذور

- مسبر حول سني مستقيم لسبر
الجيوب العمودية ويمكن أن
يستخدم للسبر الأفقي في
منطقة مفترق الجذور

تطبيق عملي : ليتعرف كل طالب على المسابر المتوفرة

الأدوات اليدوية

Hand instrumentation

■ المنجل sickle scaler

- أكثر أداة استخداما للتقليل فوق اللثوي
- والمنجل نوعين منحنى ومستقيم



• المجرفة curette

- هي الأداة المستخدمة لتنظيف سطح الجذر
- والمجارف نوعين عامة وخاصة.

تصميم الأدوات


instrument design

- تتألف أي أداة حول سنية من ثلاثة أجزاء :
- **القبضة handle** : الجزء من الأداة الذي يمسك باليد، ويتصل بالساق.
- **الساق (العنق) shank** : الجزء من الأداة الذي يصل بين القبضة والنهاية العاملة ، قد يكون مستقيماً أو يحوي على انحناء أو عدة انحناءات .
- **النهاية العاملة (الشفرة) working end** : الجزء من الأداة المصمم لإنجاز العمل المطلوب ، ويسمى شفرة الأداة ، يتصل مع الساق .



القبضة

- تصميم الأداة السليم المتوازن يشمل نهايات عاملة متمادية مع محور قبضة الأداة .
- تختلف أقطار قبضة الأدوات وهي تتراوح بين ٥ إلى ١٠ ملم
- الأدوات A في الرسم الأيسر القبضة مصنوعة من الكمبوزيت القاسي خفيف الوزن
- في الأداة B توجد قطعة مضافة للقبضة لتأمين الراحة أثناء العمل
- باقي القبضات هي من المعدن مع أشكال متنوعة من السطوح هدفها منع الإنزلاق وتحسين السيطرة على الأداة أثناء العمل .




العنق

- **يمتد طول العنق** من ملتقى القبضة مع العنق (A) إلى النهاية العاملة (B)
وهو يتراوح عادة بين ٣ - ٤ سم.
- يسمى الجزء الأخير من العنق المتصل بالنهاية العاملة **بالعنق النهائي**
Terminal shank



تسمى المسافة من أول انحناءة للعنق بالقرب من القبضة (A) إلى النهاية العاملة للأداة (B) **بالعنق الوظيفي functional shank length** وهو يختلف من أداة لأخرى ، وهناك حاجة لعنق وظيفي طويل مثلاً عند العمل ضمن الجيوب العميقة ، أو التيجان الطويلة ، أو السطوح الخلفية .




• يتواجد عنق الأداة بثلاثة أشكال:



(A) المستقيم straight وهو يصلح
للأسنان الأمامية

(B) المنحني curved ، وهذا العنق أكثر
استخداماً ويصلح للأسنان الأمامية والخلفية

(C) مضاعف الزاوية contraangled لهذا
العنق زاويتان باتجاهين متعاكسين ، وأكثر
مايناسب السطوح الملاصقة للأسنان
الخلفية .




- يتباين عنق الأدوات أيضاً من ناحية السماكة (قطر العنق)

(A) العنق السميك Rigid ويعطي للأداة متانة ، ويناسب إزالة التوضعات الكثيفة من القلح

(B) العنق الرقيق fine design ويسمى أيضاً عنق الإنهاء

finishing design ، وهو مع طول العنق يعطي المرونة flexibility لعنق الأداة ، تمتص هذه المرونة جزءاً من القوة المطبقة أثناء العمل مما يؤدي إلى حماية سطح الجذر من التخرّب ، مثل هذه الأدوات مفضلة في تسوية الجذر .

مقطع مثلي في
شفرة منجل



الشفرة blade

- النهاية العاملة - working end

توجد التسميات التالية للأجزاء المختلفة من
شفرة الأداة:

(B) طرف الشفرة tip : الثلث الأخير من

النهاية العاملة

(C) ذروة الشفرة toe : نهاية الشفرة

(H) قاعدة الشفرة heel : الجزء الأول من

النهاية العاملة


(D) وجه الشفرة the face : هو السطح بين

حافتين قاطعتين

(F) ظهر الشفرة the back : السطح المقابل

للوجه

مقطع نصف دائري
لشفرة مجرفة



• (G) جانب الشفرة lateral surface :

هي المنطقة بين الوجه والظهر

• (E) الحافة القاطعة cutting edge :

هي الخط المتشكل بين وجه الشفرة

والسطح الجانبي


• الزاوية الداخلية internal angle : هي

الزاوية في المقطع العرضي بين الوجه

والسطح الجانبي ، هذه الزاوية موحدة في

أدوات التقليل وتتراوح بين ٧٠ - ٨٠ درجة


تمرين : ليستبدل الطلاب المصطلحات الإنكليزية بالعربية




المنجل sickle scaler

المنجل


- /نهاية مؤنفة / مقطع مثلثي / بشكّلين مستقيم أو منحنى /
- / زاوية قائمة بين وجه الشفرة والعنق النهائي / طرفين قاطعين /
- عنق المنجل إما مستقيم أو منحنى





منجل بشفرة منحنية
وعنق مستقيم

منجل بعنق منحنى يناسب العمل على الأسنان الخلفية




204 S

C103

CK6
Crane-Kaplan

- المنجل لإزالة القلح فوق- و تحت
الثوي من الميازيب اللثوية .
- يوجد نوعين من المناجل : المستقيم
، والمنحني .
- تكيف شفرة المنجل على سطح
السن بزاوية تتراوح بين ٤٥
- ٩٠ درجة .






U15

CK6

تطبيق عملي : التعرف على المناجل المتوفرة




مجارف عامة universal curette


- التكيف مع جميع السطوح السنية .
- طرفي الشفرة قاطعين .
- نهاية الشفرة مدورة .
- ظهرها محدب دائري .

• زاوية الشفرة في معظم
المجارف العامة ٩٠ درجة

(زاوية الشفرة: هي الزاوية بين
وجه الشفرة والقطعة النهائية
من العنق) •

• يمكن تجريف كافة السطوح
بمجرفة عامة واحدة بنهاية
عاملة مضاعفة (مزدوجة
النهاية)، أو بزوج من
المجارف مفردة النهاية •





MV 1806-2RL MV 1806-4RL MV 1806-14
Fig. 2R/2L Fig. 4R/4L Fig. 13/14
Columbia Columbia Columbia

مجارف كولومبيا
columbia curettes

13-14 /
2R-2L /
4R-4L /



Columbia: 2R/2L

4R/4L



مجارف لانغر Langer curett (5-6 / 1-2 / 3 –4 /)

مزج بين شفرة عامة وعنق أداة غريسي ، العنق بنظامين صلب rigid وعنق انهاء finishing ، توجد منها مجموعة طويلة العنق after five ، وشفرة دقيقة mini five ، وكلل المجارف العامة أكثر ما تصلح في المعالجة الداعمة .




• مجارف خاصة Area-specific curette
وأشهرها عالمياً Gracey curette


- وهي مجموعة أدوات صممها الدكتور Gracey عام ١٩٣٠ ، وصمم كل مجرفة لتستعمل في منطقة معينة .
- وجه الشفرة ليس عموديا على العنق النهائي بل بزاوية 70° درجة .
- العنق النهائي موازي لسطح الجذر .
- حد قاطع واحد في كل شفرة .



مجرفة عامة



مجرفة غريسي



مجرفة غريسي	مجرفة عامة	عدد الحواف القاطعة
حافة واحدة قاطعة	حافتان قاطعتان	الزاوية بين وجه الشفرة والعنق النهائي
٧٠ درجة	٩٠ درجة	

مجارف غريسي النظامية standard Gracey curette

- ٧ أدوات (١٤-١٣ / ١٢-١١ / ١٠-٩ / ٨-٧ / ٦-٥ / ٤-٣ / ٢-١)
- يختار بعض الممارسين مجموعة مصغرة
(١٤-١٣ / ١٢-٨ / ١١-٦ / ٧-٥)
- توجد بنظامين :
 - rigid design : عنق وشفرة أصلب وأسمك وأقل مرونة .
 - fine design أو finishing curette : أقل صلابة وأدق وأكثر مرونة .



أدوات غريسي النظامية ٧ أدوات كل أداة بطرفين



HANARA UNIVERSITY

كثير من الأطباء يكتفي بمجموعة مصغرة من أدوات غريسي مكونة من
أربع أدوات هي : ٥-٦ / ٧-٨ / ١١-١٢ / ١٣-١٤

أداة غريسي ١١-١٤ و ١٢-١٣

- هي أدوات بطرف للسطوح الأنسية وطرف للسطوح الوحشية
- ميزتها التخفيف من تبديل الأدوات وبالتالي توفير الوقت .



أداة غريسي ١٥-١٦

تعديل أداة ١١-١٢ النظامية


بسبب صعوبة ١١-١٢ في الجيوب العميقة على الأسنان الخلفية السفلية مع استناد داخل الفم

التعديل الجديد في ١٥-١٦ زاد من انحناء العنق أي صغرت زاوية العنق (شفرة ١١-١٢ وعنق ١٣-١٤)



تطبيق عملي : التعرف على المجارف المتوفرة

الأدوات طويلة العنق
extended shank instrument
- after five curette-



مجموعة أدوات غريسي معدلة عن
المجموعة النظامية :

١ - التعديل الأساسي زيادة العنق
النهائي ٣ ملم لدخول أفضل في
الجيوب العميقة (أي أعرق من ٥
ملم **after five**)

٢ - الشفرة أرق thinned blade
تؤمن دخول أسهل الى عمق الجيب


٣ - العنق أسمك بقليل ليعطي الأداة
مزيداً من المتانة .

- تضم جميع أدوات المجموعة النظامية من ١-٢ الى ١٣-١٤ (باستثناء ٩-١٠)،
بالإضافة الى الأدوات ١٥-١٦ و ١١-١٤ و ١٢-١٣

- متوفرة بنظامين: صلب و إنهاء
rigid after five Gracey curettes
finishing after five Gracey curettes



١٢/ ١١ ١٣/١٤ (١٧-١٨)
أدوات معدلة بعنق طويل



أداة غريسي ١٧-١٨

هي تعديل للأداة ١٣-١٤ النظامية :

١- العنق النهائي أطول بمقدار ٣ ملم

لوصول أفضل الى عمق الجيب

٢- تصغير طفيف في زاوية العنق

لتأمين تكييف أفضل للشفرة

على سطح الجذر


٣- الشفرة أقصر قليلا بمقدار ١ ملم

لتحسين الإنطباق على السطح

الوحيشي



توفر الأداة ١٧ - ١٨ وصولاً أفضل
إلى الجيوب الوحشية العميقة .




تطبيق عملي : التعرف على التعديلات

مجموعة أدوات بشفرة دقيقة

mini bladed instruments

(mini five curette)




- مجارف **بشفرة صغيرة** ، وهي تعديل لمجموعة after five

- لذلك العنق النهائي ٣ ملم أطول من الأداة النظامية.

- **الشفرة أقصر** وأدق تسمح بدخول أسهل وانطباق أفضل في: الجيوب العميقة الضيقة - مفترق الجذور - الزوايا الخفية - التقعرات على سطح الجذر .

- تستعمل بحركات عمودية وبحد أدنى من الرض على النسج الطرية .
- أيضا موجودة بنظامين rigid mini five Gracey curette
- finishing mini five Gracey curette
- موجودة بجميع أرقام غريسي النظامية من ١-٢ الى ١٣-١٤ (باستثناء ٩-١٠) ، بالإضافة الى ١٥-١٦ و ١١-١٤ و ١٢-١٣ .
- ويتميز استعمالها عن غريسي النظامية:
 - هي ليست بديل روتيني بل أدوات مكملية .
 - أكثر ما تستخدم مع ضربات عمودية .
- لازالة تراكمات القلح يفضل الاستناد داخل الفم ، ولازالة بقايا القلح واللويحة وتنعيم سطح الجذر يمكن الاستناد داخل وخارج الفم ، والاستناد خارج الفم ضروري للوصول الى الجيوب العميقة في الارحاء الثانية والثالثة .



يمكن تلخيص التعديلات على المجارف

lengthening the terminal shank
shortening the blade
thining the blade
marking the cutting edges
Gracey
shank with universal curette

١. تطويل العنق النهائي

٢. تقصير الشفرة

٣. ترقيق الشفرة

٤. تعليم الحافة القاطعة


٥. عنق غريسي وشفرة عامة

٦. علامات ميليمترية على العنق النهائي


millimeter markings on the terminal shank

أدوات بلاستيكية لتنظيف حول الزرعات

- لايسمح بتنظيف الزرعات السنية بأدوات معدنية، ولا بد من استخدام أدوات بلاستيكية لتجنب خدش التيتانيوم .
- توجد أشكال مختلفة من الأدوات اليدوية ، والرؤوس الصوتية وفوق الصوتية .



- في الصورة مجموعة من الأدوات اليدوية المخصصة لتنظيف حول الزرعات السنية، مصنوعة من الراتنج القابل للشد ، مرفق معها حجر الشد الخاص بها .




- قدمت شركة Hu-Friedy مجموعة " Implacecare " لها قبضة معدنية من الستينيل ستيل ورؤوس بلاستيكية قابلة للتبديل، مصممة هذه الرؤوس البلاستيكية بثلاثة أشكال:

(columbia 4R/4L - sicle scaler
H6/H7 – sicle scaler 204S)

- يمكن تنظيف **الزروعات** السنية آلياً
برأس صوتي مع غلاف بلاستيكي
(Kwan et al 1990)

- تنضير سطح الجذر برأس صوتي
بلاستيكي أدى إلى زيادة الإحساس
بالألم وزيادة انزعاج المريض
بالمقارنة مع رأس صوتي معدني
(Gram et al 1993)



- تملك بعض أجهزة التقليل فوق الصوتية مثل جهاز Vector بالإضافة إلى الرؤوس المعدنية ، رؤوس بلاستيكية مقواة بألياف الكربون
Carbonfibre reinforced plastic instruments
مخصصة لإزالة التوضعات والجراثيم من على سطوح الزرعات السنية.





والشكر

02.05.2023