





دليل جلسات العملي لمقرر الكيمياء الحيوية كلية طب الأسنان إعداد

د. سوسن يوسف سعد

مدرّس الجزء العملي

د. سوسن يوسف سعد



جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY

المحتويات

Contents

10.....	الجلسة الأولى: مقدمة في الكيمياء الحيوية وقواعد العمل المخبر.....
10.....	مقدمة.....
10.....	قواعد العمل والأمان في مخابر الكيمياء الحيوية:.....
12.....	الإسعافات الأولية للإصابات الشائعة في المخابر الكيميائية.....
12.....	الحروق.....
12.....	a. الحروق الناجمة عن الحرارة.....
13.....	b- الحروق الناجمة عن الحموض والقلويات.....
13.....	c - الحروق الناجمة عن البروم.....
13.....	d- الحروق الناجمة عن البروم.....
13.....	f- الحروق الناجمة عن الفينول.....
13.....	الجروح.....
13.....	إصابات العين.....
13.....	ابتلاع المواد الكيميائية.....
14.....	الجلسة الثانية: السكريات (1).....
14.....	أهداف الجلسة.....
14.....	مقدمة.....
16.....	التجارب العملية.....
16.....	التجربة رقم 1: اختبار موليش.....

16.....	المبدأ
16.....	المواد المستعملة
16.....	طريقة العمل
17.....	التجربة رقم 2: اختبار سلفانوف
17.....	المبدأ
18.....	المواد المستعملة
18.....	طريقة العمل
18.....	التجربة رقم 3: اختبار بيال
18.....	المبدأ
18.....	المواد المستعملة
19.....	طريقة العمل
20.....	الجلسة الثالثة: السكريات (2) تفاعلات السكريات المرجعة والساكر المتعددة
20.....	أهداف التجربة
20.....	مقدمة
21.....	التجربة رقم 1: اختبار بينديكت
21.....	المبدأ
21.....	المواد المستعملة
21.....	طريقة العمل
22.....	التجربة رقم 2: اختبار بارفويد
22.....	المبدأ
22.....	المواد المستعملة

22.....	طريقة العمل
23.....	اختبارات السكريات المتعددة
23.....	خواص السكريات المتعددة
23.....	أهم السكريات المتعددة
24.....	التجارب العملية
24.....	التجربة رقم 1: اختبار اليود
24.....	المبدأ
24.....	المواد المستعملة
24.....	طريقة العمل
24.....	الكشف عن محلول سكري مجهول
25.....	الجلسة الرابعة: الشحوم (1) الكشف عن الحموض الدسمة وثلاثيات الغليسريد
25.....	أهداف الجلسة
25.....	مقدمة
26.....	الحموض الدسمة
26.....	أهم الشحوم
26.....	1 - الدهون البسيطة
26.....	2- الغليسريدات
27.....	الدهون المركبة (المعقدة)
27.....	1- الشحميات الفوسفورية
28.....	2- السفينغوليبيدات
28.....	3- الشحوم المشتقة (الستيرويدات والستيرويدات)
28.....	التجربة رقم 1: دراسة الخاصية الذوبانية للشحوم

28.....	المبدأ
28.....	المواد المستعملة
29.....	طريقة العمل
29.....	التجربة رقم 2: الكشف عن الغليسيرول من خلال تفاعل تشكل الأكرولين
29.....	المبدأ
29.....	المواد المستعملة
30.....	طريقة العمل
30.....	التجربة رقم 3: التفاعل مع خلات النحاس لتمييز الحموض الدسمة الحرة
30.....	المبدأ
30.....	المواد المستعملة
30.....	طريقة العمل
31.....	الجلسة الخامسة: الشحوم (2) الكشف عن الكوليسترول
31.....	أهداف الجلسة
31.....	تفاعلات الكشف عن الكوليسترول
32.....	التجربة رقم 1: تفاعل ليبرمان للكشف عن الكوليستيرول
32.....	المبدأ
32.....	المواد المستعملة
32.....	طريقة العمل
32.....	التجربة رقم 2: تفاعل سالكوفسكي للكشف عن الكوليستيرول
32.....	المبدأ
33.....	المواد المستعملة

33.....	طريقة العمل
33.....	تفاعل التصبن
33.....	تصنيف الشحوم من حيث قابلية التصبن
33.....	1- الشحوم المعقدة (القابلة للتصبن)
34.....	2- الشحوم البسيطة (غير القابلة للتصبن)
34.....	التجربة 3: تفاعل تصبن الغليسيريدات
34.....	المبدأ
34.....	المواد المستعملة
34.....	طريقة العمل
35.....	الجلسة السادسة: الأحماض الأمينية والبيتيدات والبروتينات (1)
35.....	أهداف الجلسة
35.....	مقدمة
36.....	الأحماض الأمينية
36.....	البروتينات
37.....	التجربة رقم 1: تفاعل النيهيدرين
37.....	المبدأ
37.....	المواد المستعملة
37.....	طريقة العمل
38.....	التجربة رقم 2: تفاعل البيوريت (البولة المضاعفة)
38.....	المبدأ
39.....	المواد المستعملة
39.....	طريقة العمل

الجلسة السابعة: الأحماض الأمينية والبيتيدات والبروتينات (2) 40

أهداف الجلسة 40

التجربة رقم 1: تفاعل الكزانتيوتين للكشف عن الأحماض الأمينية العطرية 40

المبدأ 40

المواد المستعملة 40

طريقة العمل 41

التجربة رقم 2: تفاعل الكشف عن التريوفان (تفاعل هوبكنز- كول) 41

المبدأ 41

المواد المستعملة 41

طريقة العمل 41

التجربة رقم 3: تفاعل الكشف عن التيروزين (تفاعل ميلون) 42

المبدأ 42

المواد المستعملة 42

طريقة العمل 42

الجلسة الثامنة: الأحماض الأمينية والبيتيدات والبروتينات (3) 43

أهداف الجلسة 43

التجربة رقم 1: الكشف عن الأرجينين (تفاعل ساكاغوشي) 43

المبدأ 43

المواد المستعملة 43

طريقة العمل 44

التجربة رقم 2: تفاعل الكشف عن الأحماض الأمينية الكبريتية (تفاعل فول) 44

المبدأ 44

44.....	المواد المستعملة
44.....	طريقة العمل
45.....	الجلسة التاسعة: فصل وترسيب البروتينات
45.....	أهداف الجلسة
45.....	مقدمة
46.....	أهم طرائق ترسيب وفصل البروتينات
46.....	ترسيب البروتينات بالتسخين
46.....	الترسيب بواسطة أملاح المعادن الثقيلة
47.....	الترسيب بواسطة الأحماض المعدنية
47.....	الترسيب بواسطة الأحماض العضوية
47.....	الترسيب بواسطة المحلات العضوية
47.....	الترسيب بالأملاح
48.....	الترسيب بالاعتماد على نقطة التعادل الكهربائي
48.....	التجربة العملية
48.....	عزل واستخلاص بروتين الكازئين من الحليب بالاعتماد على نقطة التعادل الكهربائي
48.....	المبدأ
48.....	المواد المستعملة
49.....	طريقة العمل
50.....	الجلسة العاشرة : الكشف عن المركبات الأزوتية (البولة والكرباتينين والنشادر)
50.....	أهداف الجلسة
50.....	مقدمة

51.....	البولة
51.....	الكرياتينين
52.....	التجربة رقم 1: الكشف عن البولة باستخدام دي أسيتيل مونوكسيم
52.....	المبدأ
52.....	المواد المستعملة
52.....	طريقة العمل
53.....	التجربة رقم 2: تفاعل جافيه Jaffee للكشف عن الكرياتينين
53.....	المبدأ
53.....	المواد المستعملة
54.....	طريقة العمل
54.....	التجربة رقم 3: الكشف عن النشادر باستخدام كاشف نسلر
54.....	المبدأ
54.....	المواد المستعملة
54.....	طريقة العمل

الجلسة الأولى

مقدمة في الكيمياء الحيوية وقواعد العمل المخبري

Introduction to biochemistry and rules of laboratory work

1. مقدمة introduction:

يعرف علم الكيمياء الحيوية بأنه علم كيمياء الحياة، حيث يعنى هذا العلم بدراسة المكونات الرئيسية الداخلة في تركيب المادة الحية، والتي تشمل البروتينات والسكريات والدهم والحموض النووية وجزيئات حيوية أخرى، وتحديد البنية الكيميائية لهذه المركبات، ودورها في العمليات والوظائف الحيوية، والتفاعلات الاستقلابية التي تطرأ عليها داخل الخلايا الحية والتي تشمل الاصطناع (البناء) والتدرك (الهدم).

أما الكيمياء الحيوية السريرية فهي أحد فروع الكيمياء الحيوية، وتدعى أيضاً الكيمياء المرضية أو الكيمياء السريرية، وتدرس الاضطرابات التي تطرأ على العمليات الاستقلابية ودلالاتها المرضية. إن العمل في المخابر الكيميائية يتطلب وعياً كاملاً بخطورة المواد المستخدمة، حيث أن كثير من المواد يتصف بالسمية، أو القدرة على تهيج الأغشية المخاطية، ومنها ما هو حارق أو قابل للاشتعال، وغير ذلك من أشكال الخطورة. إضافة لذلك فإن مخابر الكيمياء الحيوية يتم التعامل فيها مع عينات حيوية (دم، بول..)، قد تكون مصدراً للعدوى بعوامل ممرضة معينة. بناء على ذلك يجب أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الموصى بها خلال العمل المخبري.

2. قواعد العمل والأمان في مخابر الكيمياء الحيوية:

Work and safety rules in biochemistry laboratories

- 1- التقيد بارتداء لباس خاص مصمم للعمل المخبري من طبيعة قطنية، لا يعيق الحركة، ولونه أبيض، وعدم ارتداء الحلي، وعدم ترك الشعر مفروداً خلال العمل، ويفضل ارتداء نظارات واقية للعينين وكمامات وقفازات خاصة عند التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة أو مع العينات الحيوية.

2 - يمنع منعاً باتاً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين في المختبر.

3- يهياً مكان العمل قبل البدء بإجراء التجارب المخبرية، وتجهز جميع الكواشف والمحاليل والأجهزة اللازمة، وتغسل الأدوات قبل البدء بالماء العادي ثم بالماء المقطر.

4 - توضع عبوات المحاليل والكواشف في أماكن مخصصة ولا يجوز نقلها من مكان إلى آخر. ويراعى عدم تحريك الأنابيب الزجاجية الحاوية على مواد كيميائية فوق رؤوس الزملاء في المختبر.

5 - يمنع منعاً باتاً تذوق المادة الكيميائية أو تقريبها من الأنف لمعرفة هويتها، ويتم التعامل مع المواد السامة أو ذات الأبخرة تحت ساحة الهواء حصراً.

6- توضع اللصاقات على جميع العبوات للدلالة على محتواها والمعلومات الخاصة بالمواد الموجودة فيها. ويجب الانتباه إلى بعض الرموز التي تشير إلى خطورة محتوى العبوات، ومن أهم هذه الرموز



7- تؤخذ المواد السائلة من العبوات الرئيسية بالممصات أو الاسطوانات المدرجة، ويمنع ملء الممصات من خلال الفم عند التعامل مع المواد الكيميائية السامة، وتستخدم لذلك الإجاصات المطاطية.

8- تؤخذ المواد الصلبة بواسطة ملاعق خاصة، ويمنع لمس المواد الصلبة باليد لأن بعضها قد يكون مخرش أو حارق.

ويراعى عدم نقل الممصات أو الملاعق بين العبوات المختلفة لمنع تلويثها.

9- يجب الحذر عند تسخين الأنابيب الزجاجية، واستخدام الملاقط الخاصة، وعدم توجيه فوهة الأنبوب أثناء التسخين

نحو نفسك أو نحو الأشخاص المجاورين. ولا يجوز خلط المحاليل أو إضافة المواد الصلبة إليها خلال عملية

التسخين.

10- لا يجوز تسخين المواد القابلة للاشتعال على اللهب مباشرة إنما عن طريق الحمامات المائية.

11- يجب الانتباه لإعادة الأغشية إلى العبوات بعد الانتهاء وعدم تركها مفتوحة على طاولات العمل، ويمنع منعاً باتاً ترك

الأوعية الحاوية مواداً قابلة للاشتعال أو الانفجار عرضة للحرارة أو النار.

12- يرتب وينظف المكان بعد الانتهاء من العمل وتغسل جميع الأدوات ويتم التخلص من الفضلات وبقايا المواد وفق

إرشادات المشرف المخبري، ولا تعاد الكميات المتبقية من المحاليل أو المواد الصلبة إلى العبوات الرئيسية بعد الانتهاء

من العمل.

13- تسجل المشاهدات ونتائج التجارب سواء كانت إيجابية أو سلبية على دفتر خاص.

3- الإسعافات الأولية للإصابات الشائعة في المخابر الكيميائية:

First aid for common injuries in chemical laboratories:

1- الحروق the burn:

a. الحروق الناجمة عن الحرارة The burns caused by the heat:

بحالة حروق الدرجة الأولى يغسل مكان الحرق جيداً بالماء ويطهر بالكحول الإيثيلي ثم يغطى بضماد عقيم، أما في حالة

حروق الدرجات المتقدمة ينقل المصاب إلى أقرب مركز طبي

b- الحروق الناجمة عن الحموض والقلويات: The burns caused by the acids and alkalis:

تغسل أولاً بشكل جيد بالماء ثم يغسل مكان الإصابة بمحلول بيكربونات الصوديوم 1% في حال الحموض، أما في حال القلويات تغسل الإصابة بمحلول حمض البوريك أو حمض الخل 2% أو حمض الليمون.

c- الحروق الناجمة عن البروم *The burns caused by bromine*:

يغسل مكان الحرق بالماء جيداً ثم يدهن بالجليسيرين أو الفازلين أو مرهم مضاد للحروق.

d- الحروق الناجمة عن الفينول *The burns caused by phenol*:

يدهن مكان الحرق بالجليسيرين حتى عودة الجلد لونه الطبيعي ثم يغسل بالماء جيداً ويضمّد بشاش عقيم مبلل بالجليسيرين.

2- الجروح *the wounds*:

ينظف مكان الجرح جيداً، ويتم التخلص من بقايا الزجاج بحالة جروح الأدوات الزجاجية وذلك باستخدام ملقط أو بواسطة تيار الماء القوي، ثم يطهر الجرح باليود أو الكحول ويغطى بضماد عقيم.

3- إصابات العين *eye injuries*:

في حال تلوث العين بمواد كيميائية تغسل جيداً بكميات كبيرة من الماء، وفي حالة الحموض يتم غسلها بمحلول بيكربونات الصوديوم، أما في حال التلوث بالقلويات فتغسل العين بمحلول حمض البوري.

في حال تناثر شظايا زجاجية في العين تتم إزالتها بملقط خاص وتغسل العين بالماء جيداً لحين الوصول إلى الطبيب المختص.

4- ابتلاع المواد الكيميائية *Ingestion of chemicals*:

في حال ابتلاع حمض يخفف بشرب كميات كبيرة من الماء مصحوباً بمحلول بيكربونات الصوديوم، أما في حال ابتلاع قلوي فيخفف بالماء مضافاً إليه الخل أو حمض الليمون أو عصير البرتقال. أما في حال ابتلاع مواد سامة أخرى فيعطى المصاب مقيئاً بأسرع وقت ممكن لمنع امتصاص تلك المواد في المعدة، وينقل إلى أقرب مركز طبي.

الجلسة الثانية

السكريات (1)

Carbohydrates (1)

1. أهداف الجلسة Objectives of the session:

- 1- التعرف على التفاعلات اللونية للكشف عن السكريات في محاليلها وتمييزها عن المواد غير السكرية.
- 2- التعرف على تفاعلات التمييز بين السكريات الألدهيدية (الألدوزات) والكيوتونية (الكيوتوزات) .
- 3- التعرف على تفاعلات التمييز بين السكريات البسيطة: الخماسية (البنتوزات) والسداسية (الهيكسوزات).

2- مقدمة introduction:


السكريات هي مركبات كيميائية عديدة الهيدروكسيل تحتوي في صيغتها على زمرة ألدهيدية، كيتونية. تتميز السكريات بطعمها الحلو وتنتشر بشكل واسع في الطبيعة وتوجد في جميع الكائنات الحية في المملكة الحيوانية والنباتية على عدة أشكال: فمنها البنائي كالسيللوز في النباتات والكيوتين في الحيوانات اللافقارية، ومنها كمخزون للطاقة كالجليكوجين الحيواني، ومنها ما يدخل في تركيب الجزيئات الهامة في الجسم كالسكريات الداخلة في تركيب الحموض النووية.

تصنف السكريات اعتماداً على خصائصها المختلفة

حسب درجة تعقيدها (عدد الوحدات السكرية):

1- سكريات أحادية Monosaccharides:


تحتوي وحدة سكرية واحدة ولا يمكن تحليلها لسكريات أبسط وتصنف إما بحسب عدد ذرات الكربون (سكريات ثلاثية، رباعية، خماسية، سداسية... إلخ) وإما بحسب نوع الزمرة الكربونيلية: (الألدوزات تحوي زمرة ألدهيدية، الكيوتوزات تحوي زمرة كيتونية).



2- السكريات قليلة التعدد Oligosaccharides: (3-10 جزيئات سكاكر أحادية) مثال عنها:

السكريات الثنائية disaccharides:

هي مكونة من وحدتين اثنتين من السكريات الأحادية مرتبطتين برابطة غليكوزيدية كالسكروز (غلوكوز وفركتوز) اللاكتوز (غلوكوز وغالاکتوز) المالتوز (جزيئي غلوكوز)



3- السكريات المتعددة Polysaccharides:

أكثر من 10 جزيئات سكاكر أحادية قد تكون متجانسة وقد تكون غير متجانسة وتصنف السكريات حسب القدرة الإرجاعية للسكر إلى سكريات مرجعة وسكريات غير مرجعة.

3- التجارب العملية The practical experiences:

1- التجربة رقم (1): اختبار موليش Molisch Test:

المبدأ the principle:

تفاعل عام لكافة السكريات، يعطي نتيجة إيجابية مع جميع السكريات الأحادية والثنائية والمتعددة وحتى مع السكريات المرتبطة بالمركبات الأخرى ذات الفعالية الحيوية مثل البروتينات السكرية أو الليبيدات السكرية.


يعتمد التفاعل على نزع الماء من السكر وتشكيل المشتق الفورفورالي (الفورفورال من السكر الخماسي وهيدروكسي ميتيل الفورفورال من السكر السداسي) الذي يتحد مع كاشف موليش (محلول كحولي 10 % من ألفا نفتول) معطياً معقدات بنفسجية اللون على شكل حلقة على السطح الفاصل. إن النتيجة السلبية هي دليل على غياب السكريات من الوسط.

المواد المستعملة The materials used:

- حمض الكبريت المركز.
- كاشف موليش: يحضر بإذابة 10 غ ألفا نفتول في 100 مل من الكحول الإيثيلي.
- محاليل سكرية مختلفة (غلوكوز 2 %، فركتوز 2 %)

طريقة العمل Method of working:

- 1- ضع 2 مل من كل محلول من المحاليل السكرية ومحلول البروتين في أنبوب اختبار خاص واكتب اسم المادة المأخوذة على كل أنبوب.
- 2- أضف قطرتين من كاشف موليش إلى كل أنبوب اختبار ورج الأنابيب جيداً.
- 3- أضف ببطء وبحذر 1 مل من حمض الكبريت المركز على جدران الأنبوب الداخلية.
- 4- دون النتائج والملاحظات في جدول خاص.



5- هيدروكسي ميتيل فورفورال


α - نفتول

مشتق فوكسون (صبغ أحمر بنفسي)

2- التجربة رقم 2: اختبار سلفانوف Seliwanoff:

المبدأ the principle:

يستخدم هذا الاختبار لتمييز الكيتوهيكسوزات (السكريات الأحادية الكيتونية الحاوية على 6 ذرات كربون) مثل الفركتوز عن الألدو هيكسوزات (مثل الجلوكوز). حيث تتحول الكيتو هيكسوزات في الأوساط الحمضية القوية مثل حمض كلور الماء المركز إلى مشتقات فورفورالية تتفاعل مع الريزورسينول وتعطي معقداً بلون أحمر كرزي بشكل سريع مقارنة بالألدوزات.



5- هيدروكسي ميتيل فورفورال

ريزورسين

معقد أحمر اللون

المواد المستعملة The materials used:

- كاشف سلفانوف: يحضر بحل 1 غ ريزورسينول في 330 مل من حمض كلور الماء المركز ثم يكمل الحجم حتى اللتر بالماء المقطر.
- محاليل سكرية (غلوكوز، فركتوز)

طريقة العمل Method of working:

- 1- أضيف 1 مل من كل محلول سكري إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص.
- 2- أضيف 3 مل من كاشف سلفانوف إلى كل أنبوب.
- 3- سخن في حمام مائي لمدة دقيقة ثم اترك الأنابيب لتبرد.
- 4- لاحظ الألوان المتشكلة في الأنابيب وسجل الملاحظات والنتائج.

3- التجربة رقم 3: اختبار بيال (Bial's Test):

المبدأ the principle:


يستخدم هذا الاختبار لتمييز السكريات الخماسية (البنتوزات) مثل سكر الريبوز. يتم نزع الماء من السكر الخماسي بتفاعله مع حمض كلور الماء المركز فيتشكل مركب فورفوالي، يتكاثف الفورفورال مع الأورسينول بوجود ثلاثي كلور الحديد مشكلاً معقداً لونياً بلون أخضر.

المواد المستعملة The materials used:

- كاشف بيال: يحضر بحل 0.4 غ أورسينول في 200 مل من حمض كلور الماء المركز، ثم يضاف 0.5 مل من محلول ثلاثي كلور الحديد 10 %.
- محاليل سكرية (ريبوز، غلوكوز)

طريقة العمل Method of working:

- 1- أضيف 1 مل من كل محلول سكري إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص.
- 2- أضيف 3 مل من كاشف بيال إلى كل أنبوب.
- 3- سخن في حمام مائي مغلي لعدة دقائق ثم اترك الأنابيب لتبرد ولاحظ الألوان المتشكلة.
- 4- سجل الملاحظات والنتائج.



الجلسة الثالثة

السكريات (2)

تفاعلات السكريات المرجعة والساكرات متعددة

Reactions of reducing sugars and polysaccharides

1- أهداف الجلسة Objectives of the session:

1- التعرف على تفاعلات التمييز بين السكريات المرجعة وغير المرجعة.


2- التعرف على الاختبارات لميزة للسكريات المتعددة

2- مقدمة introduction:

تتميز السكريات التي تحوي مجموعة هيدروكسيل غليكوزيدية حرة بقدرتها على إرجاع العوامل المؤكسدة، من خلال إعطائها في محاليلها مركباً أو أكثر يحمل مجموعة ألدهيدية قابلة للأكسدة بسهولة إلى حموض كربوكسيلية، ليتحول السكر المرجع إلى الحمض الكربوكسيلي الموافق. بالتالي يمكن الاعتماد على التفاعلات الخاصة الإرجاعية للتمييز بين محاليل السكريات المختلفة، ولكشف ومعايرة السكريات في العينات الحيوية كالدم والبول.

تتمتع السكريات الأحادية الألدهيدية (مثل الغلوكوز والجالاكتوز والمانوز) جميعها بالخاصية المرجعة، أيضا السكريات الأحادية الكيتونية مثل الفركتوز تتمتع بالخاصية الإرجاعية رغم احتوائها على مجموعة كيتونية وذلك بسبب تحوله في المحاليل القلوية إلى مزيج من الغلوكوز والمانوز المرجعين.

السكريات الثنائية بعضها مرجع (اللاكتوز والمالتوز) وبعضها غير مرجع مثل السكروز، حيث تساهم المجموعتين الكربونيليتين للغلوكوز والفركتوز في تشكيل الجسر الأوكسجيني لتشكيل جزيئة السكروز التي تفقد بالتالي خاصيتها المرجعة. كذلك فإن السكريات المتعددة كالنشاء ليست مرجعة.



1- التجربة رقم 1: اختبار بينديكت Benedict Test:

المبدأ The principle:

يستخدم هذا التفاعل لتمييز السكريات المرجعة عن غير المرجعة. يتألف الكاشف من كبريتات النحاس في وسط قلوي ضعيف من كربونات الصوديوم، وتضاف سترات الصوديوم ويكون محلولاً رائقاً أزرق اللون. حيث تقوم السكريات المرجعة بإرجاع أيونات النحاس الثنائية الموجودة في كاشف بندكت إلى أيونات النحاس الأحادية والذي يعطي عند التسخين أكسيد النحاسي الأحمر بينما تتأكسد السكاكر المرجعة للحموض الكربوكسيلية الموافقة.

المواد المستعملة The materials used:

- كاشف بينديكت: يحضر بإذابة 173 غ من سترات الصوديوم مع 100 غ من كربونات الصوديوم في 800 مل من الماء المقطر (يسخن المحلول للإسراع في الذوبان) ثم يرشح المحلول. يضاف إلى الرشاحة محلول مكون من 17.3 غ كبريتات النحاس المذابة في 100 مل ماء مقطر ثم يكمل الحجم حتى 1000 مل بالماء المقطر.
- محاليل سكريات (غلوكوز 2%، سكروز 2 %)

طريقة العمل Method of working:

- 1- ضع 1 مل من كاشف بينديكت في أنابيب مختلفة واكتب على كل منها اسم المادة السكرية المراد إضافتها لكل أنبوب.
- 2- أضف 1 مل من محاليل السكريات كل على حدة إلى الأنبوب الخاص به.
- 3 - رج محتويات كل أنبوبة جيداً

4- سخن الأنبيب في حمام ماء مغلي لمدة 3 – 5 دقائق، اترك الأنبيب لتبرد ببطء.

5- لاحظ تكون الرواسب وألوانها في حالة السكاكر ذات الخاصة المرجعة.

6- دون نتائجك وملاحظاتك.

2- التجربة رقم 2: اختبار بارفويد Barfoed Test:

يستخدم هذا الاختبار للتمييز بين السكريات الأحادية المرجعة والثنائية المرجعة

المبدأ The principle:

يستخدم هذا التفاعل للتمييز بين السكريات الأحادية المرجعة والثنائية المرجعة من خلال إجراء التفاعل في وسط حمضي متوسط الحموضة من حمض الخل حيث يمكن فقط للسكريات الأحادية ذات القوة الإرجاعية المرتفعة أن ترجع أسيتات النحاس (خلات النحاس) في كاشف بارفويد إلى أوكسيد النحاسي معطية راسباً بلون أحمر يظهر في قعر الأنبوب، أما السكريات الثنائية فقدرتها الإرجاعية ضعيفة.

المواد المستعملة The materials used:

- كاشف بارفويد: يحضر بحل 4.5 غرام من خلات النحاس في 100 مل ماء مقطر ثم يضاف 1 مل من حمض الخل 50 %
- محاليل سكرية (غلوكوز 2 %، مالتوز 2 %)

طريقة العمل Method of working:

- 1- ضع 1 مل من كل محلول سكري إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص.
- 2- أضف 1 مل من كاشف بارفويد إلى كل أنبوب.
- 3- سخن الأنبيب في حمام الماء المغلي لعدة دقائق (لا تتجاوز 5 دقائق) وراقب تشكل الراسب الأحمر من عدم تشكله.
- 4- دون النتائج والملاحظات.

3- اختبارات السكريات المتعددة Polysaccharide tests:

السكريدات المتعددة هي عبارة عن سكريدات ذات وزن جزيئي كبير، يعطي الجزيء الواحد منها عدداً كبيراً من جزيئات السكريدات الأحادية، تكون هذه السكريدات مرتبطة مع بعضها بروابط غليكوزيدية ناتجة عن نزع جزيئة ماء من زمري الهيدروكسيل لسكريدين متجاورين بحيث يتكون جسر أوكسجيني يربط السكريدات الأحادية على شكل سلسلة.

خواص السكريدات المتعددة properties of polysaccharides:


1- لا تنحل في الماء بل تشكل محاليلاً غروية معه.

2- ليس لها طعم حلو.


3- لا تتمتع بخواص إرجاعية.

أهم السكريدات المتعددة The most important polysaccharides:

النشاء Starch هو من السكريدات الإذخارية التي تشكل الغذاء الرئيسي للإنسان حيث يتحلله بإنزيم الأميلاز محمراً وحدات الغلوكوز المكونة له. يتكون النشاء من الأميلوز Amylose والأميلوبكتين Amylopectin. يشكل الأميلوز % (20-30) من النشاء وترتبط جزيئات الغلوكوز فيه بروابط غليكوزيدية (1 - 4) مكونة سلسلة غير متفرعة تأخذ شكلاً حلزونياً. أما الأميلوبكتين فيشكل الجزء الأكبر من النشاء % (70 - 80)



الأميلوز



الأميلوبكتين

التجارب العملية Practical experiments:

1- التجربة رقم 1: اختبار اليود Iodine Test

المبدأ The principle:

يستخدم هذا التفاعل لتمييز السكريات المتعددة عن السكريات البسيطة حيث يعطي نتيجة إيجابية مع السكريات المتعددة فقط. يعتمد هذا الاختبار على خاصية ادمصاص جزيئات اليود على سلاسل السكريات المتعددة لتشكل معقداً ملوناً يختلف حسب نوع السكريات المتعددة (أزرق مع النشاء، بني مزرقي مع الغليكوجين). في النشاء تتوضع جزيئات اليود بشكل أساسي داخل السلسلة الحلزونية للأميلوز معطية لوناً أزرقاً كثيفاً، أما في تفرعات الأميلوبكتين فتكون إلى كمية اليود المتوضعة أقل وتعطي لوناً أحمر مائلاً إلى البنفسجي

المواد المستعملة The materials used:

- محلول لوغول اليودي: يحضر بإذابة 1 غ من اليود الحر مع 5 غ من يوديد البوتاسيوم في 100 مل من الماء المقطر.
- محاليل سكريات أحادية (غلوكوز 2 %) وقليلة التعدد (سكروز 2 %) ومتعددة (نشاء 2 %)

طريقة العمل Method of working:

- 1- ضع في ثلاثة أنابيب اختبار نظيفة 3 مل من المحاليل السكريّة (الغلوكوز، السكروز، النشاء).
- 2- أضف لكل أنبوب قطرتين من محلول لوغول اليودي ثم قارن بين الألوان المتشكلة في الأنابيب.
- 3- سخن حتى الغليان ماذا تلاحظ ؟ برد من جديد ماذا تلاحظ ؟ فسر ذلك.

التجربة الكشف عن محلول سكري مجهول:

The experiment detected an unknown glucose solution

لديك محلول مجهول هو أحد المحاليل التالية: غلوكوز، فركتوز، ريبوز، سكروز، مالتوز، نشاء، ألبومين.

- 1- اكتب مخططاً توضح فيه آلية التمييز بين هذه المحاليل.
- 2- طبق مجموعة التفاعلات النوعية للكشف عن هوية هذا المحلول.

الجلسة الرابعة

الشحوم (1)

الكشف عن الحموض الدسمة وثلاثيات الغليسريد


Detection of fatty acids and triglycerides

1. أهداف التجربة Objectives of the session:

- 1- دراسة خاصية انحلالية الشحوم في الماء والمذيبات العضوية المختلفة .
- 2- التعرف على التفاعلات النوعية للكشف عن الغليسيرول وثلاثيات الغليسريد.
- 3- التعرف على التفاعلات النوعية لتمييز الحموض الدسمة سواء المشبعة أو غير المشبعة .


2- مقدمة introduction:

تعرف الشحوم (الليبيدات Lipids) بأنها مركبات عضوية تكون غالباً بشكل أسترَات لأغوال معقدة مع الحموض الدسمة. تتميز بأنها مركبات غير قطبية، انحلاليتها ضعيفة أو معدومة في الماء، بينما تنحل في المحلات العضوية. تأتي في المركز الثاني كمركز للطاقة في الجسم بعد السكريات، وتؤدي وظائف أخرى هامة حيث تساهم في بنية الأغشية الخلوية (الفوسفوليبيدات والكوليسترول) وتؤدي دور توائم إنزيمية (الفيتامينات المنحلة في الدسم) وتساهم في ضبط الاستتباب الداخلي في الجسم (الهرمونات الستيروئيدية).




3- الحموض الدسمة Fatty acids:

تتكون الحموض الدسمة من سلسلة هيدروكربونية طويلة وزمرة كربوكسيلية طرفية، وتكون مشبعة (جميع الروابط فيها أحادية) مثل حمض الشمع أو غير مشبعة (تحتوي رابطة مضاعفة أو أكثر) مثل حمض الزيت. تكون الحموض الدسمة المشبعة صلبة في درجة حرارة الغرفة الأمر الذي يجعل الدهون الحيوانية صلبة على اعتبار أنها مكونة بشكل رئيسي من حموض دسمة مشبعة (لا تحتوي روابط ثنائية) حمض الشمع، أما الحموض الدسمة اللا مشبعة فتكون سائلة كما في الزيوت النباتية (تكون حاوية على رابطة ثنائية واحدة أو أكثر) حمض الزيت.



مثال حمض الستياريك





حمض الستياريك

أهم الشحوم The most important fat:


1- الدهون البسيطة Simple fat

الجليسيريدات glycerides:

تنتج عن أسترة الجليسرول مع الحموض الدسمة وهي إما متجانسة (تحتوي على نوع واحد من الحموض الدسمة) أو غير متجانسة (تحتوي على أكثر من نوع من الحموض الدسمة). حسب عدد الحموض الدسمة المؤسترة مع الجليسرول تصنف إلى أحاديات أو ثنائيات أو ثلاثيات الجليسيريد (الشحوم الثلاثية)



جليسيريد أحادي أو أحادي أسيل جليسرول




جليسيريد ثنائي أو ثنائي أسيل جليسرول

2- الدهون المركبة (المعقدة) Complex fats:

1- الشحميات الفوسفورية Phospholipids:

مكونات هامة ومميزة للأغشية الخلوية يتم فيها أسترة إحدى الوظائف الكحولية الأولية للجليسرول مع حمض الفوسفور.



حمض L - فوسفاتيديك أو

Sn -3 - حمض فوسفاتيديك

الصيغة العامة للفوسفوليبيدات

X تأتي من مركب كحولي

2- السفينغوليبيدات sphingolipids :

ليبيدات معقدة أساسها السفينغوزين، وهي مكونات هامة للأغشية الخلوية وتوجد بكميات كبيرة في الدماغ والنسيج العصبي ومكونة من ثلاث جزيئات هي السفينغوزين أو أحد مشتقاته، وحمض دسم طويل السلسلة مشبع أو غير مشبع، وجزيئة قطبية كبيرة الحجم.

3- الشحوم المشتقة (الستيرويدات والستيرويدات) (Derived lipids (sterols and steroids) :

من أهمها الكوليسترول، يتواجد في المصل حراً أو مؤسجراً مع حموض دسمة. يتمثل دوره في بناء الأغشية الخلوية مع الشحومات الفوسفورية، وكطليعة لاصطناع الهرمونات الستيرويدية والحموض الصفراوية والفيتامين D (40 %) من كولستيرول الجسم خارجي المنشأ، و 60 % منه داخلي المنشأ يتم اصطناعه من Acetyl-CoA خاصة في الكبد وقشر الكظر.

1- التجربة رقم (1) دراسة الخاصية الذوبانية للشحوم:

1- Experiment No. (1) Studying the solubility of fats:

المبدأ The principle:

يمكن الكشف عن الشحوم من خلال خواصها الانحلالية، كذلك يمكن الاستفادة من تفاوت انحلاليتها في المحلات المختلفة من أجل فصلها من مزائجها. تنحل في المحلات العضوية اللاقطبية مثل الكلوروفورم والأيتر، وأغلبها ينحل في الإيثانول والأسيتون. وتشكل جميعها في الماء مستحلباً ذا لون حليبي.

المواد المستعملة The materials used:

- أسيتون
- إيترايتيلي
- إيتانول 95 %
- ماء مقطر

- زيت نباتي
- حمض دسم (حمض الزيت).

طريقة العمل :Method of working:


- 1- خذ أربعة أنابيب اختبار نظيفة وجافة وضع في الأول 2 مل ماء مقطر وفي الثاني 2 مل من الإيثير أو الكلوروفورم وفي الثالث 2 مل كحول إيثيلي وفي الرابع 2 مل من الأسيتون.
- 2- أضف إلى كل أنبوب 4 نقاط من الزيت النباتي أو من حمض الزيت.
- 3- خض الأنابيب بشكل جيد ولاحظ مدى الانحلال في الأنابيب الأربعة.
- 4 - سجل ملاحظاتك ونتائجك.

2- التجربة رقم 2: الكشف عن الغليسرول من خلال تفاعل تشكل الأكرولين

2- Experiment No. 2: Detection of glycerol through the acrolein formation reaction

المبدأ :The principle

يستخدم هذا الاختبار للكشف عن الغليسرول الحر أو المرتبط مع الحموض الدسمة بروابط إستيرية بشكل غليسيريدات من خلال تفاعل تشكل الأكرولين، يتم نزع جزيئي ماء من كل جزئ غليسرول من خلال التسخين بوجود بيكربونات البوتاسيوم $KHSO_4$ الصلبة، فيتحول الغليسرول إلى أكرولين والذي يمكن تمييزه من رائحته الواخدة المهيجة للأغشية المخاطية.



المواد المستعملة :The materials used

- مسحوق ثاني كبريتات البوتاسيوم.
- زيت نباتي (زيت الزيتون)

طريقة العمل :Method of working:

- 1- ضع حوالي 0.25 غ من مسحوق ثاني كبريتات البوتاسيوم في أنبوب اختبار.
- 2- أضف 5 قطرات من زيت الزيتون.
- 3- سخن بحذر على نار هادئة حتى يسود المزيج.
- 4- الرائحة النفاذة الحادة هي رائحة الأكرولين.

3- التجربة رقم 3: التفاعل مع خلات النحاس لتمييز الحموض الدسمة الحرة

المبدأ :The principle

يستخدم هذا الاختبار لتمييز الحموض الدسمة الحرة سواء كانت مشبعة أو غير مشبعة. لا تتفاعل الزيوت أو الدهون مع محلول خلات النحاس أما الأحماض الدسمة فتتفاعل مع خلات النحاس وتعطي ملح النحاس المقابل. مثلاً يتفاعل حمض الزيت مع خلات النحاس معطياً زيتات النحاس. الملح النحاسي المتكون يمكن استخلاصه بواسطة الإيثير البترولي. حيث أن الأملاح النحاسية الخاصة بالحموض الدهنية المشبعة لا تذوب في الماء والإيثير البترولي بينما أملاح الحموض الدهنية غير المشبعة النحاسية فإنها تذوب بالإيثير البترولي ملونة إياه بلون أزرق أو أخضر.

المواد المستعملة :The materials used

- زيت نباتي.
- حمض دسم (حمض الزيت).
- محلول خلات النحاس (كاشف بارفويد).
- إيثير البترول.

طريقة العمل :Method of working:

- 1- ضع 2 مل من محلول خلات النحاس في أنبوبي اختبار.
- 2- أضف 5 قطرات من الزيت النباتي إلى أحد الأنبوب ومن حمض الزيت إلى الأنبوب الآخر وامزج جيداً.
- 3- أضف 2 مل من الإيثير البترولي إلى كل أنبوب.
- 4- لاحظ تلون الطبقة الإيثيرية العلوية في الأنبوب الحاوي الحمض الدسم بلون أزرق نتيجة احتوائها على ملح زيتات النحاس، أما في الأنبوب الحاوي الزيت النباتي فتبقى الطبقة الإيثيرية شفافة.

الجلسة الخامسة

الشحوم (2) الكشف عن الكوليسترول

Lipids (2) detection of cholesterol

1. أهداف الجلسة Objectives of the session:

- 1- التعرف على التفاعلات النوعية للكشف عن الكوليسترول في محاليله.
- 2- التعرف على تفاعل التصبن والذي يمكن أن يستخدم للكشف عن الحموض الدسمة وللتمييز بين الليبيدات القابلة للتصبن وتلك غير القابلة للتصبن.

أولاً: تفاعلات الكشف عن الكوليسترول Cholesterol detection interactions:

الكوليسترول هو عبارة عن مركب ستيروئيدي له مصدران: خارجي عن طريق الغذاء الحيواني (الكبد، المخ، صفار البيض، السمك ...) وداخلي عن طريق الاصطناع الحيوي له في خلايا الكبد بشكل رئيسي بدءاً من Acetyl Co A. ينقل الكوليسترول في البلازما عن طريق البروتينات الشحمية Lipoproteins حيث يكون مرتبطاً مع البروتينات والفوسفوليبيدات وثلاثيات الغليسريد لتشكيل بنية البروتين الشحمي.

يوجد الكوليسترول بشكلين: حر غير مؤستر يتركز على سطح الليبوبروتين وبشكل مؤستر مع الحموض الدسمة (حمض الزيت وحمض الشمع) يتركز داخل اللب الكاره للماء في الليبوبروتين، ويمثل الكوليسترول المؤستر ثلثي الكوليسترول الكلي في البلازما. يؤدي الكوليسترول دوراً حيوياً هاماً في بناء وإصلاح الأغشية الخلوية وهو طليعة لاصطناع الحموض الصفراوية وفيتامين D والهرمونات ذات البنية الستيروئيدية.

1- التجربة رقم 1: تفاعل ليبرمان للكشف عن الكوليسترول:

Experiment 1: Lieberman's reaction for cholesterol detection

المبدأ The principle:

يعد تفاعل ليبيرمان التفاعل النوعي للكشف عن الكوليستيرول وله أهمية كبيرة في معايرة الكوليستيرول في الدم. يتفاعل الكوليستيرول مع بلا ماء حمض الخل في وسط يحوي حمض الكبريت المركز فيتشكل مركب كبريتات الكوليستيرولين ذي اللون الأخضر المزرق

المواد المستعملة The materials used:

- بلا ماء حمض الخل
- حمض الكبريت المركز
- محلول الكوليستيرول 1 % (يحل 1 غ من الكوليستيرول في 100 مل من حمض الخل الثلجي).

طريقة العمل Method of working:

- 1- ضع 2 مل من محلول الكوليستيرول في أنبوب اختبار زجاجي جاف.
- 2- أضف 1 مل من بلا ماء حمض الخل وامزج جيداً.
- 3- أضف 2 مل حمض كبريت مركز على جدران الأنبوب وهدوء.
- 4- لاحظ تشكل لون زهري في البداية ثم لا يلبث أن يتحول تدريجياً إلى لون أخضر مزرق.

2- التجربة رقم 2: تفاعل سالكوفسكي للكشف عن الكوليستيرول:

Experiment #2: Salkowski reaction for cholesterol detection

المبدأ The principle:

يستخدم هذا التفاعل للكشف عن الكوليستيرول في محلوله في الكلوروفورم وذلك باستخدام حمض الكبريت المركز. حيث تتلون طبقة الكلوروفورم العلوية باللون الأحمر القاتم، أما طبقة حمض الكبريت تتلون بلون أصفر وتألّق أخضر.

المواد المستعملة The materials used:

• محلول الكوليسترول في الكلوروفورم 1 %

• حمض الكبريت المركز

طريقة العمل :Method of working:

1- ضع في أنبوب اختبار جاف ونظيف حوالي 2 مل من محلول الكوليسترول في الكلوروفورم.

2- أضف بحذر على جدار الأنبوب الداخلي 0.5 مل من حمض الكبريت المركز

3- خض الأنبوب بلطف.

4- لاحظ ظهور اللون الأحمر البنفسجي.

5- سجل النتائج والملاحظات.

ثانياً: تفاعل التصبن Saponification reaction :

يعرف تفاعل التصبن saponification بأنه تفاعل حلمهة الأسترات في وسط قلوي يؤدي لتشكيل الكحول وأملاح الحموض الدسمة التي تعرف بالصابون. يكون الصابون الصوديومي مادة صلبة بينما الصابون البوتاسيومي فهو أقل صلابة وكلاهما قابل للذوبان في الماء. أما الصابون الكالسيومي فهو صلب وغير قابل للذوبان في الماء. ونستطيع استعادة الحمض الدسم بشكله الحر عن طريق التفاعل مع حمض قوي مثل HCl.

تصنف الشحوم من حيث قابلية التصبن إلى:

1- الشحوم المعقدة (القابلة للتصبن) (Complex fats (saponifiable):

- ثلاثيات الغليسريد
- الفوسفوليبيدات
- السفينغوليبيدات
- الشموع

2- الشحوم البسيطة (غير القابلة للتصبن) (Simple fats (non-saponifiable) :

- التريينات
- الستيرويدات و الستيروئيدات
- البروستاغلاندينات

3- التجربة 3: تفاعل تصبن الغليسيريدات:

Experiment 3: The saponification reaction of glycerides

المبدأ The principle:


تخضع الغليسيريدات في الأوساط القلوية لتفاعلات حلمهة يتشكل بنتيجتها أملاح للحموض الدسمة التي تعرف بالصابون. يكون ذلك من خلال تسخين المادة الدسمة الحاوية الغليسيريدات بوجود قلوي (هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم).

المواد المستعملة The materials used:

- محلول هيدروكسيد البوتاسيوم KOH أو هيدروكسيد الصوديوم NaOH
- زيت نباتي (زيت الزيتون)

طريقة العمل Method of working:

- 1- خذ في أنبوبي اختبار كبيرين نسبياً 1 مل زيت وأضف 10 مل من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم إلى الأنبوب الأول و 10 مل من هيدروكسيد الصوديوم للأنبوب الثاني.
- 2- امزج المحتويات وسخن المزيج في حمام مائي مع التحريك المستمر، استمر بالتسخين لمدة (15 - 20) دقيقة.
- 3- لاحظ تشكل طبقة من الصابون على سطح المزيج.
- 4- اترك المزيج يبرد وافصل الصابون بالإبانة واحفظه للتفاعلات التالية.



الجلسة السادسة

الأحماض الأمينية والبروتينات (1)

Amino Acids, Peptides & Proteins (1)


1- أهداف الجلسة Objectives of the session:

- 1- التعرف على تفاعلات الكشف عن الأحماض الأمينية في محاليلها وتمييزها عن المحاليل البيولوجية الأخرى.
- 2- التعرف على تفاعلات الكشف عن البروتينات في محاليلها وتمييزها عن المحاليل البيولوجية الأخرى.

2- مقدمة introduction:





















الأحماض الأمينية هي الوحدات الأساسية في بناء عديدات الببتيد والبروتينات، وتنتج عن الحلمة الكيميائية أو الإنزيمية للبروتينات. تشترك جميع الحموض الأمينية المكونة للبروتينات الحيوية بأنها تحتوي على زمرة كربوكسيلية حمضية وزمرة أمين أولي قاعدية (عدا البرولين والهيدروكسي برولين فيحتويان على أمين ثانوي).

Amino Acid Structure



تم التعرف حتى الآن على حوالي 200 حمض أميني موجودة في تركيب المادة الحية إما بشكل حر أو مرتبط. 20 حمضاً أمينياً منها فقط هي التي تدخل في تركيب البروتينات. يمكن اصطناع بعض الحموض الأمينية في الجسم، أما بعضها الآخر فلا يمكن اصطناعه ويجب الحصول عليه حصراً عن طريق الغذاء وتدعى تلك الأحماض الأمينية بالأحماض الأمينية الأساسية (الترتوفان، الليزين، الميثيونين، الفينيل ألانين، التربونين، الفالين، اللوسين، الإيزولوسين). وتصنف الأحماض الأمينية وفق بنيتها الكيميائية إلى خطية وحلقية، كما تصنف بناء على امتلاكها لمجموعات وظيفية معينة (هيدروكسيلية مثل السيرين والتريونين، كبريتية مثل الميثيونين والسيسثئين)، أو بناء على خصائص كيميائية معينة

(الأحماض الأمينية الحمضية مثل حمض الأسبارتيك والغلوتاميك، الأحماض الأمينية القلوية مثل الليزين والأرجينين والهيسستدين). يرمز للأحماض الأمينية بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمها

SMALL	 Glycine (Gly, G) MW: 75.07	NUCLEOPHILIC	 Alanine (Ala, A) MW: 89.09	 Serine (Ser, S) MW: 105.09, pK _a ~ 16	 Threonine (Thr, T) MW: 119.1, pK _a ~ 16	 Cysteine (Cys, C) MW: 121.2, pK _a = 8.18	
HYDROPHOBIC	 Valine (Val, V) MW: 117.1		 Leucine (Leu, L) MW: 131.2	 Isoleucine (Ile, I) MW: 131.2	 Methionine (Met, M) MW: 149.2	 Proline (Pro, P) MW: 115.1	
AROMATIC	 Phenylalanine (Phe, F) MW: 165.2		 Tyrosine (Tyr, Y) MW: 181.2, pK _a = 10.46	 Tryptophan (Trp, W) MW: 204.2	ACIDIC	 Aspartic Acid (Asp, D) MW: 133.1, pK _a = 3.9	 Glutamic Acid (Glu, E) MW: 147.1, pK _a = 4.07
AMIDE	 Asparagine (Asn, N) MW: 132.1		 Glutamine (Gln, Q) MW: 146.1	BASIC	 Histidine (His, H) MW: 155.2, pK _a = 6.04	 Lysine (Lys, K) MW: 146.2, pK _a = 10.79	 Arginine (Arg, R) MW: 174.2, pK _a = 12.48

3- البروتينات :proteins

هي جزيئات مكونة من تسلسل من الأحماض الأمينية المرتبطة مع بعضها بروابط ببتيدية. تتشكل الرابطة الببتيدية من تفاعل الزمرة الحمضية من حمض أميني مع الزمرة الأمينية من الحمض الأميني الذي يليه بعد حذف جزيئة ماء. تصنف البروتينات وفق تركيبها الكيميائي إلى بروتينات بسيطة متجانسة (تعطي عند حلمتها أحماضاً أمينية فقط، مثل الألبومين والغلوبولين) وبروتينات معقدة أو غير متجانسة (تعطي عند حلمتها جزيئات أخرى غير الأحماض الأمينية، مثل البروتينات السكرية والبروتينات الشحمية والبروتينات النووية والبروتينات المعدنية).

1- التجربة رقم 1: تفاعل النينهيدرين Ninhydrin reaction

المبدأ The principle:

هو تفاعل عام يستخدم للكشف عن الحموض الأمينية الحاوية على زمرة أمينية حرة في الموقع α . يتم التفاعل على مرحلتين: في الأولى يحصل تفاعل أكسدة -إرجاع بين النينهيدرين والحمض الأميني فيتحرر غازي النشادر وثاني أكسيد الكربون ويتشكل الشكل المرجع للنينهيدرين والذي يدعى بالهيدريندانتين Hydrindantine أما في الثانية فيتم تكاثف جزيئة من الهيدريندانتين وجزيئة من النينهيدرين الحر بوجود النشادر لإعطاء معقد ذو لون أزرق بنفسجي.

ملاحظة: لا يتفاعل الحمضان الأمينيان برولين وهيدروكسي برولين مع النينهيدرين ويعطيان لوناً أصفر مع هذا الاختبار.

المواد المستعملة The materials used:

- محلول النينهيدرين 0.1 %
- محلول ألبومين
- محاليل أحماض أمينية (غليسين 0.5 % ، برولين 0.5 %)

طريقة العمل Method of working:

1- أضف 1 مل من محلول النينهيدرين 0.1 % إلى كل من المحاليل التالية:


a- 2 مل من محلول الألبومين.

b- 2 مل من محلول الغليسين.

c- 2 مل من محلول البرولين.

2- سخن الأنبوب في حمام الماء المغلي 100 م لمدة دقيقة واحدة.


3- لاحظ الألوان المتشكلة دون نتائجك وملاحظاتك.



2- التجربة رقم 2: تفاعل البيوريت (البولة المضاعفة) Biuret reaction

المبدأ The principle:

هو التفاعل العام لكشف عديدات الببتيد والبروتينات وتمييزها عن الأحماض الأمينية. يعتمد تفاعل البيوريت على مبدأ معاملة البروتين بمحلول كبريتات النحاس في وسط قلوي فينتج مركب بنفسجي اللون. يشترط وجود رابطتين ببتيديتين على الأقل لكي يعطي هذا الاختبار نتيجة إيجابية، لذلك فإن أبسط مركب يعطي نتيجة إيجابية هو البيوريت من ذلك سمي التفاعل بهذا الاسم.



- كاشف البيوريت: يحضر بإذابة 1.5 غ من كبريتات النحاس المائية مع 6 غ من طرطرات الصوديوم والبيوتاسيوم في 500 مل ماءً مقطراً، ثم يضاف 300 مل من ماءات الصوديوم 10 %، ويكمل الحجم بالماء المقطر حتى اللتر. يمكن إضافة يوديد البيوتاسيوم 1 غ للحفظ.
- محلول الألبومين.
- محلول حمض أميني (غليسين).

طريقة العمل Method of working:

1- أضف 3 مل من كاشف البيوريت إلى 2 مل من كل من المحاليل الآتية:

a- محلول الألبومين.

b- محلول الغليسين.

2- احضن الأنابيب الزجاجية لمدة عشر دقائق بالدرجة 37 م.

3- لاحظ تشكل اللون البنفسجي من عدم تشكله في الأنابيب.

4- دون النتائج والملاحظات.

الجلسة السابعة

الأحماض الأمينية والبيبتيديات والبروتينات (2)

Amino Acids – Peptides – Proteins (2)

1- أهداف الجلسة Objectives of the session:

1- التعرف على التفاعلات العامة للكشف عن الأحماض الأمينية العطرية (تربتوفان، تيروزين).

2- التعرف على التفاعلات النوعية للكشف عن بعض الأحماض الأمينية (تربتوفان، تيروزين).

1- التجربة رقم 1: تفاعل الكز انتوبروتين للكشف عن الأحماض الأمينية العطرية:

Experiment 1: Xantoprotein reaction for the detection of aromatic amino acids

المبدأ The principle:

يستخدم هذا التفاعل لتمييز الأحماض الأمينية العطرية مثل التيروزين والتربتوفان. يتم التفاعل على مرحلتين:

أولاً: نترجعة الحلقة العطرية للحمض الأميني بواسطة حمض الآزوت المركز الذي يؤدي لتشكيل ثنائي نيترو الحمض الأميني ذو اللون الأصفر. في المرحلة الثانية يتفاعل المركب الناتج مع ماءات الأمونيوم منتجاً مشتقاً برتقالي اللون هو عبارة عن الملح القلوي لثنائي نيترو الحمض الأميني العطري.

المواد المستعملة The materials used:

- حمض الآزوت المركز
- محلول هيدروكسيد الصوديوم 40 %
- محاليل حموض أمينية (تيروزين، تربتوفان، غليسين)

طريقة العمل Method of working:

1. أضف 1 مل من كل من التيروسين والتريبتوفان والغليسين إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص.
2. أضف 1 مل من حمض الآزوت المركز وسخن على حمام مائي مغلي حتى ظهور راسب أصفر اللون
3. أضف عدة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم 40 %
4. لاحظ تحول اللون إلى برتقالي في الأنبوبين الحاويين على التيروسين والتريبتوفان.
5. دون نتائجك وملاحظاتك.

2- التجربة رقم 2: تفاعل الكشف عن التريبتوفان (تفاعل هوبكنز- كول) Hopkins-Cole

Experiment 2: Tryptophan detection reaction (Hopkins-Cole reaction)

المبدأ The principle:

يعتمد مبدأ هذا التفاعل على تكاثف حلقة الإندول في الحمض الأميني تريبتوفان مع زمرة الألدهيد من الأسيت ألدهيد أو الفورم ألدهيد معطية نواتج تكاثف ملونة بلون بنفسجي غامق.

المواد المستعملة The materials used:

- محلول فورم ألدهيد
- حمض الكبريت المركز
- محاليل أحماض أمينية (تريبتوفان، أرجينين)
- محلول بروتيني (ألبومين)

طريقة العمل Method of working:

- 1- أضف 2 مل من كل حمض أميني ومن المحلول البروتيني إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص.
- 2- أضف 2 مل من الفورم ألدهيد إلى كل أنبوب.
- 3- أضف بحذر بضع قطرات من حمض الكبريت المركز على جدران الأنبوب.

4- اترك الأنابيب بدون خض على حامل الأنابيب ولاحظ تشكل حلقة بنفسجية غامقة اللون على السطح الفاصل في أنبوب التريتوفان (حلقة الإندول).

5- دون الملاحظات والنتائج.

3- التجربة رقم 3: تفاعل الكشف عن التيروسين (تفاعل ميلون) Millon's Test

Experiment 3: Tyrosine detection reaction (Millon reaction)

المبدأ The principle:

يعد هذا التفاعل نوعي للأحماض الأمينية الفينولية مثل التيروسين. يتفاعل التيروسين مع كاشف ميلون (كبريتات الزئبق وحمض الآزوت) مشكلاً معقداً بلون زهري محمر.

المواد المستعملة The materials used:

- كاشف ميلون: يحضر بإذابة 10 غ من الزئبق في 10 مل من حمض الآزوت المركز، ثم يمدد الناتج بـ 20 مل من الماء المقطر.
- محاليل أحماض أمينية (تيروزين، أرجينين).

طريقة العمل Method of working:

- 1- أضف 1 مل من كل حمض أميني إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص.
- 2- أضف إلى كل أنبوب 1 مل من كاشف ميلون.
- 3- سخن على اللهب لمدة 2 - 3 دقائق.
- 4- لاحظ تشكل اللون أو الراسب الزهري المحمر في الأنبوب الخاص بالتيروزين.
- 5- دون الملاحظات والنتائج.

الجلسة الثامنة

الأحماض الأمينية والبيبتيديات والبروتينات (3)

Amino Acids – Peptides - Proteins

1- أهداف الجلسة Objectives of the session:

- 1- التعرف على تفاعل ساكاغوشي للكشف عن الأرجينين.
- 2- التعرف على التفاعلات النوعية للكشف عن الأحماض الأمينية الكبريتية.

1- التجربة رقم 1: تفاعل الكشف عن الأرجينين (تفاعل ساكاغوشي) Sakaguchi reaction

Experiment 1: Arginine detection reaction (Sakaguchi reaction)

المبدأ The principle:

يعطي الأرجينين والبروتينات الحاوية عليه بفضل وجود زمرة الغوانيديدين لوناً أحمرّاً قاتماً مع ألفا نفتول في وسط قلوي قوي من هيدروكسيد الصوديوم وبوجود مؤكسد من هيبوكلوريت أو هيبوبروميت الصوديوم.

المواد المستعملة The materials used:

- محلول ألفا نفتول 5 % في الكحول الإيثيلي
- محلول هيدروكسيد الصوديوم
- هيبوكلوريت الصوديوم
- محاليل حموض أمينية (أرجينين ، تربتوفان)
- محلول بروتيني (ألبومين).

طريقة العمل Method of working:

1. أضف 1 مل من كل من الألومين والارجينين والترتوفان إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص.
- 2- أضف 2-3 قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم و 2-3 قطرات من محلول الألفا نفتول و 2-3 قطرات من هيبوكلوريت الصوديوم إلى كل أنبوب.
- 3- لاحظ تشكل اللون الأحمر القاتم من عدمه.
- 4- دون نتائجك وملاحظاتك.

2- التجربة رقم 2: تفاعل الكشف عن الأحماض الأمينية الكبريتية (تفاعل فول):

Experiment 2: Detection reaction for sulfur amino acids (Fole reaction)

المبدأ The principle:

يستخدم التفاعل مع خلاات الرصاص لتمييز الأحماض الأمينية الحاوية الكبريت مثل السيستئين. يتم بالحلمهة القلوية فصل الكبريت بشكل Na_2S وتتفاعل الزمرة الكبريتية مع خلاات الرصاص لتعطي راسباً أسوداً هو كبريت الرصاص.

المواد المستعملة The materials used :

- هيدروكسيد الصوديوم 10 %
- خلاات الرصاص
- محاليل أحماض أمينية (تيروزين، سيستئين)

طريقة العمل Method of working:

- 1- خذ في أنبوبي اختبار 1 مل من الحمض الأميني (التيروزين والسيستئين)
- 2- أضف 1 مل محلول ماءات الصوديوم 10 % ثم سخن المزيج لمدة دقيقتين.
- 3- أضف 1 مل من محلول خلاات الرصاص وسخن لمدة 5 دقائق تقريباً.
- 4- لاحظ تشكل راسب ذو لون أسود إذا كان يحتوي على حمض أميني كبريتي.

الجلسة التاسعة

فصل وترسيب البروتينات

Separation and precipitation of proteins

1- أهداف الجلسة Objectives of the session:

- 1- التعرف على طرائق فصل وترسيب البروتينات من محاليلها.
- 2- عزل واستخلاص بروتين الكازئين من الحليب بطريقة الترسيب بالاعتماد على نقطة التعادل الكهربائي.

2- مقدمة introduction:

تختلف البروتينات من حيث قابلية ذوبانها في المحاليل فهي بصوره عامة قليلة الذوبان في الماء والمذيبات القطبية ولكنها تكون محلولاً غروباً مع الماء له لزوجة خاصة. تعتمد قابلية الذوبان للبروتينات في المحاليل المائية على توزيع ثملات الأحماض الأمينية المحبة للماء والكارهة للماء على سطح البروتين. البروتينات التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الكارهة للماء على السطح لها قابلية منخفضة للذوبان في المذيبات المائية. تتفاعل الثملات السطحية المشحونة مع المجموعات الأيونية في المذيب وتزيد من قابلية البروتين للذوبان. تساعد معرفة نوع الأحماض الأمينية المكونة للبروتين في تحديد المذيبات التي ينحل فيها وأساليب الترسيب المثالية.

يعتمد ذوبان البروتينات إذا على عدة عوامل منها:

- نوع السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية المكونة للبروتين.
- بنية البروتين (كروي أوليفي)
- عوامل خارجية مثل القوة الأيونية للمحلول – درجة ال pH – درجة الحرارة – نوع المذيب المستعمل.

يوجد عدد من التفاعلات التي يتم عن طريقها ترسيب البروتينات وبالتالي فصلها عن المكونات الأخرى في المحاليل البيولوجية. يمكن أن يكون الترسيب عكوساً أو غير عكوس تبعاً للطريقة المستخدمة. لا تتغير في تفاعلات الترسيب العكوسة الجزيئات البروتينية بشكل كبير، حتى أنه لا يحدث تغير في الشكل الفراغي وبالتالي فإن نواتج هذه التفاعلات تبقى قابلة للانحلال وتبقى فعاليتها البيولوجية سليمة دون أن تتحطم. أما في تفاعلات الترسيب اللاعكوسة فيحدث تغير كبير في خواص البروتينات وفي شكلها الفراغي، مما يؤدي إلى تغيرات في فعاليتها البيولوجية وتفقد قدرتها على الانحلال.

تستخدم تفاعلات ترسيب البروتينات لعدة أهداف منها:

- دراسة خواص البروتينات.
- تنقية البروتينات وفصلها عن الشوائب.
- فصل أنواع البروتينات ومعايرتها وذلك في الحالات المرضية المختلفة.

3- أهم طرائق ترسيب وفصل البروتينات:

The most important methods of sedimentation and separation of proteins

1- ترسيب البروتينات بالتسخين:

تعد البروتينات مركبات غير ثابتة بالحرارة، ويؤدي تعريضها للحرارة إلى تغيرات غير عكوسة في خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، ويعرف ذلك بتمسخ البروتينات. يؤدي التسخين إلى تفكيك الروابط الهيدروجينية والروابط الكارهة للماء وبالتالي إلى تخريب البنيتين الثانوية والثالثية للبروتينات دون تأثر البنية الأولية (الناجمة عن الروابط الببتيدية). انطلاقاً من هذا المبدأ تستخدم الحرارة لتخثر البروتينات الغذائية وجعلها أسهل هضماً، وأيضاً تستخدم الحرارة كعامل تعقيم حيث تقضي على الجراثيم من خلال تمسيخ البروتينات الجرثومية.

2- الترسيب بواسطة أملاح المعادن الثقيلة Precipitation by salts of heavy metals:

يجري ترسيب البروتينات في المحاليل بإضافة أملاح المعادن الثقيلة مثل الرصاص، النحاس، الفضة، الزئبق، وغيرها. يعود ذلك إلى تعديل الأيونات المعدنية الموجبة للشحنة السالبة على سطح البروتينات فتتشكل نتيجة لذلك معقدات

غير منحلة في الماء. انطلاقاً من ذلك تستخدم بعض أملاح المعادن الثقيلة في التعقيم، وبالمقابل يستخدم الحليب وزلال البيض كترياق لعلاج حالات التسمم بأملاح المعادن الثقيلة.

3- الترسيب بواسطة الأحماض المعدنية Precipitation by mineral acids:

تؤدي الأحماض المعدنية المركزة إلى تشكيل معقدات مع البروتينات بسبب تخرب الطبقة المائية المحيطة بالبروتين وتعادل شحنتها مما يؤدي إلى فقدان بنيتها الطبيعية وتشكل رواسب غير منحلة في الماء.

4- الترسيب بواسطة الأحماض العضوية Precipitation by organic acids:

تؤدي الأحماض العضوية مثل ثاني كلور حمض الخل وسلفو حمض الساليسيليك إلى عزل الطبقة المائية المحيطة بجزيئة البروتين وتعديل شحنته ولذا تعد هذه العملية من العمليات اللاعكوسة. يستعمل سلفو حمض الساليسيليك بشكل واسع في المخابر السريرية للكشف عن بروتينات البول.

5- الترسيب بواسطة المحلات العضوية sedimentation by organic solvents:

تستطيع المحلات العضوية الممزوجة بالماء (الغول، الأسيتون) الارتباط مع الغلاف المائي المحيط بالجزيئة البروتينية من خلال تكسير الروابط الهيدروجينية بين السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية وتشكيل روابط هيدروجينية بديلة مع الكحول أو الأسيتون مما يؤدي إلى إضعاف ثبات البروتين في المحلول وترسبه

6- الترسيب بالأملاح Salt precipitation:

تزداد قابلية ذوبان البروتينات بوجود تراكيز قليلة من الأملاح المتعادلة وتسمى هذه الظاهرة "التمليح الداخلي-in-Salting". أما في حالة ازدياد التراكيز فإن البروتين يترسب وهذا ما يسمى "التمليح الخارجي-out-Salting" وسبب الترسيب هو فقدان الماء من جزيئة البروتين المستحلبة بفعل أيونات الملح (وكذلك بسبب تعادل الشحنات الكهربائية في البروتين مع الشحنات المعاكسة لأيونات الملح. إن درجة الترسيب الحاصل تعتمد على تركيز ونوع الملح المستعمل، وطبيعة البروتين، ووزنه الجزيئي. وتستخدم طريقه التملح الخارجي في فصل البروتينات في مزيج منها وذلك بزيادة تركيز الملح بصورة تدريجية، ومن أكثر الأملاح شيوعاً هو كبريتات الأمونيوم.

7- الترسيب بالاعتماد على نقطة التعادل الكهربائي **sedimentation depending on the electroneutral point**:

يعتمد ذوبان البروتينات على قيمة الـ PH ويكون هذا الذوبان في نقطة التعادل الكهربائي أصغرياً في نقطة التعادل الكهربائي pI، والتي تعرف بأنها الأس الهيدروجيني pH التي يكون عندها محصلة الشحنات على الجزيء تساوي الصفر نتيجة لتساوي الشحنات الموجبة والسالبة، وعند هذه النقطة يصبح البروتين أقل ذوبانية فيسهل ترسيبه، وتختلف نقطة التعادل الكهربائي من بروتين إلى آخر حسب الأحماض الأمينية المكونة له، بالتالي يمكن الاستفادة من هذه الطريقة في فصل البروتينات ذات نقاط التعادل الكهربائي المختلفة.

4- التجربة العملية **Practical experience**:

عزل واستخلاص بروتين الكازئين من الحليب بالاعتماد على نقطة التعادل الكهربائي:

Isolation and extraction of casein protein from milk based on the electroneutral point

المبدأ **The principle**:

يعد الحليب الغذاء الأكثر تكاملاً في الطبيعة. يوجد ثلاثة أنواع من البروتينات في الحليب: الكازئين وألبومين الحليب وغلوبولين الحليب. تتميز هذه البروتينات باحتوائها على جميع الأحماض الأمينية الضرورية لبناء الدم والنسج وتأمين النمو الطبيعي. يشكل الكازئين البروتين الرئيسي من تلك الأنواع الثلاثة (80 %) وهو عبارة عن بروتين فوسفوري (يحتوي مجموعات فوسفات مرتبطة مع مجموعات الهيدروكسيل في السلاسل الجانبية لبعض الأحماض الأمينية)، ويتواجد في الحليب على شكل ملح للكالسيوم (كازئينات الكالسيوم). يوجد ثلاثة أنواع لكازئين الحليب (ألفا وبيتا وغاما كازئين) ويكون النوع غاما هو المسؤول عن تأمين انحلالية الكازئين من خلال تشكيل المذيلات.

تكون نقطة التعادل الكهربائي لكازئينات الكالسيوم عند درجة $pH = 4.6$ ، لذلك تكون غير منحلة في درجات الـ pH القريبة من 4.6 وبالتالي يمكن ترسيب الكازئين في الحليب بالاعتماد على هذه الخاصية وإضافة محلول موقى لتخفيض درجة الـ pH إلى نقطة التعادل الكهربائي.

المواد المستعملة **The materials used**:

- 100 مل حليب خالي الدسم (تركيزه 50 غ/لتر)
- محلول موقى (حمض الخل + خلات الصوديوم) pH = 4.6
- إيتانول 95 %
- إيثير

طريقة العمل Method of working:

- 1- يوضع 100 مل من الحليب في بيشر زجاجي ويسخن حتى درجة الحرارة 40 مئوية.
- 2- يسخن 100 مل من المحلول الموقى إلى الدرجة 40 مئوية.
- 3- يضاف المحلول الموقى إلى الحليب ببطء مع التحريك بواسطة قضيب زجاجي. يجب الانتباه إلى عدم إضافة كمية المحلول الموقى الحمضي بسرعة.
- 4- تستمر إضافة المحلول الموقى والتحريك حتى يصبح الحليب رائقاً ويتوقف ترسب الكازئين.
- 5- يترك المعلق الناتج بدرجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق ثم يرشح باستخدام ورق الترشيح.
- 6- يغسل الراسب على ورقة الترشيح ب 5 مل من الإيثير مرتين متتاليتين ثم يترك ليجف حتى الأسبوع القادم. يوزن الراسب وتحسب النسبة المئوية للكازئين والبروتين الكلي في الحليب المستخدم.

الجلسة العاشرة

الكشف عن المركبات الآزوتية (البولة والكرياتينين والنشادر)

Detection of nitrogenous compounds


(urea, creatinine, and ammonia)

1. أهداف الجلسة Objectives of the session:

- 1- التعرف على أهم المواد الآزوتية اللابروتينية الموجودة في الجسم الحي.
- 2- التعرف على التفاعلات النوعية للكشف عن أهم هذه المواد الآزوتية (النشادر والبولة والكرياتينين) وتمييزها.

2- مقدمة introduction:

تتوزع المواد الآزوتية الكلية الموجودة في الدم إلى آزوت بروتيني وأزوت لا بروتيني، يشمل الآزوت اللابروتيني مجموعة من نواتج استقلاب البروتينات تضم: البولة Urea، الأحماض الأمينية الحرة، حمض البول Uric acid، الكرياتين والكرياتينين، الأمونيا. تعد البولة والكرياتينين النواتج الرئيسية لاستقلاب المواد الآزوتية في الجسم.




3- البولة Urea:

هي المستقلب الرئيسي للبروتينات والحموض الأمينية، حيث تنتج الأمونيا بعمليات نزع الأمين من الحموض الأمينية وتدخل الأمونيا في حلقة البولة urea cycl في الكبد لتشكيل البولة. تشكل البولة % (50-75) من المركبات الأزوتية غير البروتينية. تطرح البولة عن طريق الكلية بنسبة % 90 لذلك تعطي دلالة على الوظيفة الكلوية وبما أنها تتشكل في الكبد فهي تعطي أيضاً دلالة على الوظيفة الكبدية.

4- الكرياتينين creatinine:

هو بلا ماء الكرياتين، ينشأ الكرياتين في الكبد من الحموض الأمينية التالية: الغليسين والأرجينين والميثيونين، ثم يتحول في العضلات إلى كرياتين فوسفات كمركب خازن للطاقة بتدخل إنزيم الكرياتين كيناز. يتحول يومياً من % (1.5-2) من مجموع الكرياتين في الجسم إلى كرياتينين الذي ينتقل بالبلازما إلى الكلية حيث ينطرح بالبول بشكل كامل تقريباً. ويعد الكرياتينين أيضاً من أهم مشعرات الوظيفة الكلوية.




1- التجربة رقم 1: الكشف عن البولة باستخدام دي أسيتيل موناوكسيم

Experiment 1: Detection of urea using D-acetylmonoxime

المبدأ The principle:

يستخدم هذا الاختبار في الكشف الكيفي والكمي عن البولة. يتحلل الي أسيتيل مونوكسيم في وسط حمضي معطياً دي أسيتيل، تتكاثف البولة مع الي أسيتيل بدرجة حرارة 100 م وتعطي معقداً بلون أحمر وردي. يضاف الثيوسيمي كربازيد Thiosemicarbazide لتحفيز تشكل المعقد اللوني.



1- المواد المستعملة The materials used:

- محلول دي أسيتيل مونوكسيم 1 %
- محلول تيوسيميكاربازيد 0.5 %
- حمض كبريت مركز
- محلول البولة 1%

2. طريقة العمل Method of working:

- 1- يوضع في أنبوب اختبار 0.5 مل من محلول البولة.
- 2- يضاف 0.5 مل دي أسيتيل مونوكسيم.
- 3- تضاف بضع قطرات من حمض الكبريت المركز على جدران الأنبوب.
- 4- يضاف 0.5 مل تيوسيميكاربازيد.
- 5- يسخن الأنبوب على حمام مائي بالدرجة 100 مئوية لمدة 10 دقائق.


6- تسجيل الملاحظات والنتائج.

2- التجربة رقم 2: تفاعل جافيه Jaffee للكشف عن الكرياتينين

Experiment 2: Jaffee's reaction for creatinine detection

المبدأ The principle:

إن طريقة جافيه هي أقدم طريقة ولا زالت تستخدم حتى اليوم في كشف ومعايرة الكرياتينين لكن مع بعض التعديلات. يتكاثف الكرياتينين مع حمض المر Picric acid (حمض 2،4،6 - ثلاثي نيترو الفينول) في وسط قلوي مشكلاً معقداً بلون أصفر برتقالي يدعى (معقد جانوفسكي).



المواد المستعملة The materials used:

- حمض المر
- ماءات الصوديوم
- محلول الكرياتينين

طريقة العمل Method of working:

1- يوضع في أنبوب اختبار 0.5 مل من محلول الكرياتينين.

2- يضاف 0.5 مل من حمض المر.

3- تضاف عدة قطرات من ماءات الصوديوم.

4- تسجل الملاحظات والنتائج.

3- التجربة رقم 3: الكشف عن النشادر باستخدام كاشف نسلر

المبدأ The principle:

يتألف كاشف نسلر من رباعي يود زئبقات البوتاسيوم $K_2(HgI_4)$. يعطي هذا الكاشف مع النشادر راسباً بلوناً أصفر يرتفالي إلى أحمر حسب تركيز النشادر.

المواد المستعملة The materials used:

- كاشف نسلر
- كبريتات الأمونيوم 1%
- ماءات الصوديوم 5 %

طريقة العمل Method of working:

1- يوضع في أنبوب اختبار 0.5 مل من محلول كبريتات الأمونيوم.

2- يضاف 0.5 مل من كاشف نسلر.

3- تضاف عدة قطرات من ماءات الصوديوم.

4- تسجل الملاحظات والنتائج.

نهاية التجارب....



مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق...

Best of Luck my dears

Dr. Sawsan Yousef Saad