

الفرنيش

التركيب

ص沐 طبيعي مثل كابول، راتنج أو راتنج صنعي منحل في محل عضوي مثل الكحول أو الأسيتون أو غيرها.

يمكن إضافة مواد طبية مثل الكلوروبيوتانول، التيمول، والأوجينول، وقد تحتوي على الفلور

التطبيقات

1. نقل من التسرب والتلوّن حول الترميمات

2. نقل من مرور المواد المخرشة ضمن الغنيمات

3. تحرر الفلور.

طريقة التطبيق

يتم طلاء فرنيشات الفلور على الأسنان باستخدام فرشاة صغيرة خاصة.

في البداية تُنظف الأسنان بفرشاة أنسان، ومن ثم تجفف بقطعة شاش، ولا يستطُب تنظيف الأسنان بمعجون وقائي.

تتراوح ثخانة الطبقة بين 2-400 ميكرومتر.

اسمنت فوسفات الزنك

التطبيقات

1. إلصاق الترميمات (الضمينة، التيجان، التعويضات السنية الثابتة، وغيرها).

2. مواد قاعدية عالية القوة.

3. ترميمات مؤقتة

التركيب

المسحوق

- أكسيد الزنك

- أوكسيد المغنزيوم

- أوكسيد البزموت وأوكسيد الكالسيوم وأكسيد أخرى

Liquid

- حمض الفوسفور والماء وفوسفات الأمونيوم أو فوسفات الزنك

زمن المزج:


1 دقيقة و 15 ثانية.

نسبة المسحوق إلى السائل:

1.4 غ/0.5 مل.

يضاف المسحوق بطبقات صغيرة، ويتم المزج بوساطة اسباتيول من الستانلس ستيل بحركة دائيرية سريعة.

تمزج كل طبقة لمدة 15 - 20 ثانية، وتنتمي تغطية مساحة كبيرة خلال المزج من أجل تشتت الحرارة المنتشرة (الشكل 5).



تفاعل التصلب النهائي

من 2.5 وحتى 8

اسمنت بولي كربوكسيلات الزنك

التطبيق

1. بشكل أساسى من أجل إلصاق الترميمات الدائمة
2. مادة قاعدية ومبطنة
3. استخدم في التقويم من أجل تثبيت الأطواق
4. استخدم كحشوة قناة جذرية في المداواة اللبية

التركيب

المسحوق

- أكسيد الزنك
- أكسيد المغنتيوم
- أوكسيدات البزموت والألمنيوم
- فلور القصدير

السائل:

محلول مائي من حمض البولي أكريليك مع حموض كريوكسيلية مشبعة تمثل الإيتاكونيك والماليك وثلاثي الكربوليك

المزج

النسبة

1.5 جزء من المسحوق إلى 1 جزء من السائل بالوزن.

الإجراء

- يتم وضع المسحوق والسائل على لوح زجاجي بارد.
- يتم وضع السائل قبل المزج مباشرةً وإلا فإن لزوجته ستزداد.
- يتم دمج المسحوق ضمن السائل بكثة (90%) باستخدام سباتيل صلب، ويضاف المسحوق الباقي لتعديل القوام.
- يبدو المزيج سميكاً، إلا أن هذا الاسمنت يتدفق بسهولة ضمن طبقة رقيقة عند تطبيقه وضغطه.
- يتراوح زمن المزج بين 30-40 ثانية.
- يتراوح زمن التصلب بين 7-9 دقائق

أكسيد الزنك والأوجينول

التطبيقات

1. تثبيت موقت
2. ترميم مؤقت
3. تطمين
4. معجون حشو أقنية

التركيب

المسحوق

- أكسيد الزنك
- الراتنج الصنوبرى الأبيض
- ستيرات الزنك
- أستات الزنك
- أكسيد المغنزيوم

السائل

- الأوجينول
- زيت الزيتون

نسبة المسحوق إلى السائل

1:6 إلى 1:4 بالوزن

المزج

نظام المسحوق / سائل

- يتم رج العبوات بلطف، ومن ثم يتم نشر كمية مقاسة من المسحوق والسائل على لوح زجاجي بارد.
- يتم دمج كثلة المسحوق مع السائل ويتم مزجهما بحركة دائيرية باستبانتيل صلب من الستانلس ستيل.
- يظهر أكسيد الزنك والأوجينول ثخانة كاذبة على الرغم من أنه يبدو ثخيناً في مراحل المزج المبكر.
- يسبب المزيد من المزج القوي ارتضاء المزيج، عندها تتم إضافة طبقات صغيرة إلى أن يصبح المزيج كاملاً.
- بالنسبة للترميمات المؤقتة؛ ينصح ينصح بطبقة ثخينة القوام.

نظام المعجونين

- يتم وضع طولي متماثلين من كل معجون ويتم مزجهما إلى أن تتم مشاهدة لون موحد
- زمن التصلب
- 4-10 دقائق

اسمنت ماءات الكالسيوم

التطبيقات

- التغطية اللبية المباشرة وغير المباشرة
- مادة قاعدية منخفضة القدرة تحت الترميمات لحماية اللب
- إجراء تشكيل الذروة في الأسنان الدائمة الفتية التي لم تكتل جذورها.

التركيب

الأساس

- 1-مي Till Triamitien Di ساليسيلات
- سلفات الكالسيوم
- ثاني أكسيد التيتانيوم
- تنغستات الكالسيوم أو سلفات الباريوم

المسرح

- ماءات الكالسيوم
- أكسيد الزنك
- ستيرات الزنك
- أكسيد انتينانيوم
- ايتلين تولوين سلفو أميد

المزج

يتم وضع طولين متماثلين من المعجون على ورقة ويمزجان للوصول للون متجانس.

تفاعل التصلب

يتراوح بين 2.5-5.5 دقائق.

الاسمنت الزجاجي الشاردي

التطبيق

- مادة ترميمية تجميلية أمامية لحفر الصنف الثالث

- مادة ترميمية للمناطق المتأكلة وترميميات الصنف الخامس

- مادة إلصاق للترميمات والحاصرات التقويمية.

- مادة مبطنة و قاعدية.

- لبناء القلوب

- مواد سادة للوهاد والميازيب بشكل محدود

- مادة ترميمية مرحلية

المسحوق

- السيليكا

- الألومنينا

- فلور الألمنيوم

- فلور الكالسيوم

- فلور الصوديوم

- فوسفات الألمنيوم

السائل

حمض البولي أكريليك، وحمض الإيتاكونيك، وحمض الماليك، وحمض ترايكريلايك، وحمض الطرطريك، والماء

المزج

المزج اليدوي

- ترج علبة المسحوق بلطف ، ومن ثم يوضع المسحوق والسائل قبل المزج مباشرة.

- يتم استخدام ورقة مزج غير ماصة أو لوح زجاجي جاف وبارد.


- يتم تقسيم المسحوق إلى طبقتين أو أكثر

- يتم دمج الطبقة الأولى بسرعة ضمن المزيج باستخدام سباتيول حاد صلب لمدة 5-10 ثوانٍ.

- يجب أن يتم نشر المادة فوق منطقة واسعة.



- يتم دمج الطبقات التالية وتمزج باستخدام تقنية الضرب والطي.
- يتم جمع المادة وطفيها على نفسها.
- يجب ألا يتجاوز زمن المزج الكلي 30-40 ثانية.
- يجب أن يتمتع المزيج الجيد بسطح لامع (الشكل 5)، وهذا الأمر يشير إلى وجود متعدد أحماض متبقى (لم يتم استخدامه بتفاعل التصلب) ويضمن الارتباط المناسب مع السن.
- يتم نبذ المزيج ذي السطح اللامع (الشكل 5) لأنّه يشير إلى مزيج ممدد ويقلل الإلصاق



زمن المزج:

45 ثانية.

زمن التصلب

نطط الإلصاق: 7 دقائق

نطط الترميم: 5-4 دقائق

الأملغم السنى

الاستطبابات

1. مادة ترميمية دائمة من أجل حفر الصنف الأول والثاني، وحفر الصنف الخامس غير التجميلية
2. بالمشاركة مع دبابيس تثبيت من أجل تعويض التيجان.
3. لصنع القوالب
4. مادة للحسو الراجع
5. مادة قلب في الدعامات السنية.

مضادات الاستطباب

1. لا يجب تطبيق الأملغم عند مرضى الوظيفة الكلوية الضعيفة.
2. الأشخاص شديدو الحساسية للرئيق ومكونات الخليطة.
3. لا يجب أن توضع ترميمات الأملغم الحديثة بتماس مع الترميميات اللاأملغمية مثل الذهب والأجهزة المعدنية مثل الحاصلات التقويمية.

تصنيف الخلائط الألغممية

اعتماداً على المحتوى النحاسي

- **الخلاءط الفقيرة بالنحاس:**

تحتوي أقل من 6% من النحاس (الخلاءط التقليدية).

- **الخلاءط الغنية بالنحاس:**

تحتوي 12-30% من النحاس.

تصنف **الخلاءط الغنية بالنحاس إلى:**

الخلاءط الممزوجة أو المبعثرة أو الممترضة.

الخلاءط وحيدة التركيب أو ذات التركيب المفرد.

بالاعتماد على محتوى الزنك

الخلاءط الحاوية على الزنك

تحتوي أكثر من 0.01% من الزنك

الخلاءط الخالية من الزنك

تحتوي على أقل من 0.01% من الزنك

بالاعتماد على شكل جزيئات الخليطة

- **الخلاءط المخروطة**

- **الخلاءط الكروية**

- **الخلاءط البيضوية**

بالاعتماد على عدد المعادن في الخليطة

- **ال الخليطة الثانية:** مثال: فضة-قصدير.

- **ال الخليطة الثالثة:** مثال: فضة-قصدير-نحاس

- الخليطة الرياعية: مثال: فضة-قصدير-نحاس-إنديوم

التركيب

وحيدة التركيب	غنية بالنحاس		فقيرة بالنحاس	المixture أو الكروية	
	الموجة	3/2			
كروية	كروية 3/2	مخروطة 3/2			
%60-40	%65-40	%70-40		%70-63	الفضة
%30-22	%30-0	%30-26		%29-26	القصدير
%30-13	%40-20	%30-2		%5-2	النحاس
%40-0	0	%2-0		%2-0	الزنك

يتم القيام بالسحن بإحدى الطريقتين:

يدوياً أو بالمزج الميكانيك.

المزج اليدوي

نسبة الزئبق

يستخدم هاون ومدققة زجاجيان

تم تخشين السطح الداخلي للهاون من أجل زيادة الاحتكاك بين الأملغم والسطح الزجاجي، ويمكن الحفاظ على السطح الخشن من خلال الطحن أحياناً بمعجون الكاريوراندوم.

المدققة هي قصب زجاجي بنهاية مدوره.

العوامل الثلاثة للحصول على كتلة أملغم جيدة المزج هي:

عدد الدورات

سرعة الدوران

مقدار الضغط المطبق على المدققة.

من الناحية النموذجية: 45-25 ثانية كافية.

السحن الميكانيكي

إن استخدام الأملغميترات الميكانيكية أكثر شيوعاً لسحن خليطة الأملغم والزنبق

زمن المزج 30-35 ثانية

زمن العمل 3-4 دقائق

زمن التصلب 4-5 دقائق

لا يصل الأملغم إلى القوة بالسرعة المرغوب بها.

تكون قوة الانضغاط بعد 20 دقيقة 6% من قوة الانضغاط بعد أسبوع، ويشرط الآيزو أن تكون قوة الانضغاط 100 ميغاباسكال كحد أدنى بعد ساعة، و 350 ميغاباسكال بعد 24 ساعة.

بما أن القوة الأولية للأملغم منخفضة، يجب تنبئه المريض ألا يغض بقوة إلا بعد 8 ساعات على الأقل من التطبيق، وهو الوقت الذي تكون قد اكتسبت فيه 70% على الأقل من قوتها.

إن قوة الانضغاط بعد ساعة للأملغم وحيد التركيب الغني بالنحاس عاليه بشكل استثنائي (262 ميغاباسكال)، وبذلك تكون فرص حدوث الكسر أقل.

ثبيت الأملغم

لا يتلتصق الأملغم إلى بنية السن.

يتم ثبيت ترميمات الأملغم من خلال التشابك الميكانيكي، حيث يتم تحقيق هذا الأمر بتصميم الحفرة بشكل مناسب. يمكن الحصول على ثبيت إضافي عند الحاجة من خلال وضع دبابيس ضمن الحفرة. يمكن أيضاً ربط الأملغم باستخدام عوامل ربط خاصة.

الراتجات المركبة

1. ترميم الأسنان الأمامية والخلفية (مباشرة وغير مباشرة)
2. تغطية التيجان المعدنية والأجهزة الجلدية الثابتة (الراتجات التعويضية).
3. بناء القلوب (قلب ووت).
4. الارتباط مع الحاصرات التقويمية، الترميمات النصبوية المخرشة، التيجان الخزفية، الأوتاد، الحشوات الضمنية والمغطية، والوجوه.
5. مادة سادة للوهاد والميازيب.
6. الوجوه التجميلية
7. إصلاح ترميمات الخرف المتشظية.

يوجد نوعان من الراتجات المركبة

الراتجات المركبة المنشطة كيميائياً: تكون على شكل معجونين (أساس ومسرع)

الراتجات المركبة المنشطة ضوئياً (على شكل محقنة كتيمة للضوء) تتصلب عند تعرضها للضوء

تركيب الراتج المركب (الكمبوزيت)

ال قالب الراتجي/الرابط: Bis-GMA أو يوريتان دي ميتاكريلات.

المواد الملفنة: الكوارتز، السيليكا الغروانية أو زجاج المعادن الثقيلة.

العامل الرابط: السيلانات العضوية.

بالإضافة إلى أنها تحتوي:

نظام تصليب: مواد كيميائية متصلبة ضوئياً أو كيميائياً.

مواد كاشفة (0.01%): ت Kelvin التماثر المبكر، مثل: هيدروكسي التولين البوتيلي (BHT).

مواد ماصة للأشعة فوق البنفسجية: لتحسين الاستقرار اللوني

مواد ظليلة: (0.007% حتى 0.001%): مثل أكسيد التيتانيوم والألمونيوم.

ملونات: لمطابقة لون السن.

مراحل تطبيق الكمبوزيت

1. العزل
2. التخريش الحمضي بحمض الفوسفور 37%
3. غسل السن تجفيفه
4. تطبيق المادة الرابطة وتصليبيها لمدة 20 ثانية
5. تطبيق الكمبوزيت على دفعات لا تجاوز سماكتها 2 مم وتصليبيها لمدة 20-30 ثانية
6. الإنتهاء والتلميع